

# La solución en un aerosol

Antes de cada apósito...

## VULNOMED®

Aerosol detergente para heridas,  
úlceras, quemadas y salpullidos

VULNOMED® es una solución salina estéril isotónica a base de Cloruro de Plata y Aloe Vera para la limpieza, irrigación e hidratación de la piel.



Aloe Vera es conocida por sus propiedades restaurativas y antisépticas.



El Cloruro de Plata previene la contaminación microbiana del apósito y mantiene el ambiente de la herida libre de bacterias exógenas.



prodotto por  
**eurofarm®**  
ADVANCED MEDICAL DEVICES

# La solución en un aerosol

## VULNOMED®

Detergente Aerosol para  
heridas, úlceras, quemadas y  
salpullidos.

VULNOMED® es una solución estéril, salina, isotónica en aerosol a base de Cloruro de Plata y Aloe Vera para la limpieza, irrigación e hidratación de la piel. Está indicada para heridas agudas y crónicas, lesiones dermatológicas, lesiones de etiología variada, permitiendo una completa curación de la piel y de la zona aledaña. Puede ser muy beneficioso en el desbridamiento de la herida en la piel necrótica.

### VENTAJAS

La presencia de un suave surfactante y la acción mecánica del aerosol permiten una completa limpieza de la piel dañada sin afectar la piel recientemente formada. El Cloruro de Plata previene la contaminación microbiana del apósito y mantiene el ambiente de la herida libre de bacterias exógenas.

Aloe Vera es conocida por sus propiedades curativas, restaurativas y antisépticas. El dispensador especial permite la aplicación del producto desde cualquier posición. El producto no contiene preservativos o propelentes que puedan dañar la capa de ozono.



### PRESENTACIÓN

Envase de aluminio presurizado  
contenitivo de 125ml de solución en  
aerosol.

### FORMULACIÓN

Decil Glucósido, Cloruro de Sodio,  
extracto de Aloe Vera, Cloruro de  
Plata y Agua Purificada.

### COMO UTILIZARLO

Rocíe la solución directamente  
sobre el área a ser tratada. Elimine  
cualquier impureza con gasa estéril.  
Repita el tratamiento, si es  
necesario, dos o tres veces diarias,  
antes de cada cambio de apósito. El  
producto puede ser aplicado en  
cualquier posición (360°).

### ADVERTENCIAS

Contenedor presurizado. No queme  
ni perforo aún después de usado.  
Mantenga el envase en un área  
fresca, bien ventilada, alejada de  
fuentes de ignición.

Mantenga fuera del alcance de  
niños. Evite el contacto con los  
ojos. No ingerir. No mezcle con  
otros líquidos. En caso de ingestión,  
consulte con el médico.



Rev. 01/2015. Informazioni riservate agli operatori sanitari.


CÓDIGO	CONTENIDO
501815	125 ml

producido por  
**euromed**  
ADVANCED MEDICAL DEVICES

EUROFARM S.p.A.  
Zona Industriale - Piano Tavola - 95032 - Belpasso - CT - ITALY  
www.euromed-spa.com - tel. +39 095 391346



# Euroderm incise



Campo de incisión quirúrgica estéril, transparente y adhesivo.

# Euroderm incise iodine



Campo de incisión estéril transparente, adhesivo, antimicrobiano, con moléculas de yodo.





# Euroderm incise

El campo quirúrgico Euroderm incise es una película transparente de poliuretano, adhesivo, estéril, antiestático y antirreflejante, que permite una amplia visibilidad de la zona de incisión. Euroderm incise no contiene látex.

## Características

**Conformable, flexible y elástico:** la flexibilidad y conformabilidad de la película lo hace apto para las áreas de intervención más difíciles.

**La adhesión perfecta:** el campo se adhiere sólidamente a la piel circundante al área de incisión durante toda la intervención, evitando el uso de sujetadores.

**Fino pero fuerte:** la película es muy fuerte y resistente al rasgado, pero puede ser cortada limpiamente con bisturí.

**La película crea un área estéril de incisión:** el campo garantiza un área quirúrgica estéril y la protege de la contaminación.


## Beneficios

- Se adhiere al borde de la herida.
- Evita la migración lateral de bacterias.
- La superficie no reflectiva provee una visibilidad perfecta del área de incisión.
- Ideal en casos donde la manipulación es requerida durante la cirugía (v.g. cirugía de cadera).
- A prueba de líquidos y bacterias.
- Amplia gama de tamaños.

## Indicaciones

Recomendado para todas las cirugías:

- Ortopedia • Neurocirugía • Cirugía Abdominal • Cirugía Cardiorábrica
- Cirugía Oftálmica • Cirugía Plástica • Cirugía Pediátrica.



artículo	medidas	→ área adhesiva	pkg.
717710	cm 10 x cm 24	cm 10 x cm 18	10 pz/pcs
717715	cm 15 x cm 26	cm 15 x cm 20	10 pz/pcs
717730	cm 30 x cm 26	cm 30 x cm 20	10 pz/pcs
717740	cm 40 x cm 34	cm 40 x cm 28	10 pz/pcs
717742	cm 42 x cm 42	cm 42 x cm 36	10 pz/pcs
717744	cm 44 x cm 26	cm 44 x cm 20	10 pz/pcs
717745	cm 45 x cm 55	cm 45 x cm 49	10 pz/pcs
717750	cm 50 x cm 90	cm 50 x cm 84	10 pz/pcs
717760	cm 60 x cm 52	cm 60 x cm 46	10 pz/pcs
717770	cm 70 x cm 80	cm 70 x cm 74	10 pz/pcs
717780	cm 80 x cm 60	cm 80 x cm 54	10 pz/pcs
717790	cm 90 x cm 80	cm 90 x cm 74	10 pz/pcs

# Euroderm incise iodine

Euroderm incise iodine tiene las mismas indicaciones y las mismas propiedades de Euroderm incise.

Euroderm incise iodine provee acción antibacterial continua de amplio espectro, mediante la liberación de moléculas de yodo por más de 7 horas de aplicación.

El campo es a prueba de líquidos y bacterias (también en condiciones secas), pero es permeable a gases y vapor de agua, protegiendo el área de incisión de contaminación y le permite a la piel transpirar, de esta manera, previene la acumulación de humedad bajo el campo.


Un aspecto crítico de toda intervención quirúrgica es la prevención de infecciones; Euroderm incise iodine reduce la entrada de microorganismos y previene la migración lateral hacia la herida.

Estudios sobre la efectividad de Euroderm incise iodine en *Estafilococo Aureus* (UFC/ml de 11000), de *Pseudomonas Aeruginosa* (10200 UFC/ml), y de *Candida Albicans* (11000 UFC/ml), demostraron una reducción total de bacterias.

No contiene látex.

## Características y beneficios

- Se adhiere al borde de la herida
- Evita la migración lateral de bacterias en la herida
- Superficie antirreflejante que permite perfecta visibilidad
- Ideal en casos que requieran manipulación durante cirugías (v.g. prótesis de cadera).
- A prueba de bacterias y líquidos
- Amplia gama de medidas.



artículo	medidas	→ área adhesiva	pkg.
717910	cm 10 x cm 24	cm 10 x cm 18	10 pz/pcs
717915	cm 15 x cm 26	cm 15 x cm 20	10 pz/pcs
717930	cm 30 x cm 26	cm 30 x cm 20	10 pz/pcs
717940	cm 40 x cm 34	cm 40 x cm 28	10 pz/pcs
717942	cm 42 x cm 42	cm 42 x cm 36	10 pz/pcs
717944	cm 44 x cm 26	cm 44 x cm 20	10 pz/pcs
717945	cm 45 x cm 55	cm 45 x cm 49	10 pz/pcs
717950	cm 50 x cm 90	cm 50 x cm 84	10 pz/pcs
717960	cm 60 x cm 52	cm 60 x cm 46	10 pz/pcs
717970	cm 70 x cm 80	cm 70 x cm 74	10 pz/pcs
717980	cm 80 x cm 60	cm 80 x cm 54	10 pz/pcs
717990	cm 90 x cm 80	cm 90 x cm 74	10 pz/pcs

Transpirable



Conformable



Hipoalergénico



Libre de látex



# Euroderm incise iodine

## Resultados de prueba de verificación de eficacia

cepa	solución	período de contacto (minutos)	cepa UFC/ml	resultado UFC/unidad
estafilococo aureus ATCC 25923	± 10.000 UFC/ml	15	11000	<10
		30	11000	<10
		60 a 300	11000	<10

Tasa de reducción luego de 15 minutos: **100%**

cepa	solución	período de contacto (minutos)	cepa UFC/ml	resultado UFC/unidad
pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	± 10.000 UFC/ml	15	10200	1000
		30	10200	80
		60 a 300	10200	<10

Tasa de reducción luego de 15 minutos: **90,20%**

Tasa de reducción luego de 30 minutos: **99,20%**


Tasa de reducción luego de 60 minutos: **100%**


cepa	solución	período de contacto (minutos)	cepa UFC/ml	resultado UFC/unidad
candida albicans ATCC 10231	± 10.000 UFC/ml	15	11000	2000
		30	11000	<10
		60 a 300	11000	<10

Tasa de reducción luego de 15 minutos: **81,80%**

Tasa de reducción luego de 30 minutos: **100%**

### Efecto bactericida






# Eurocell<sup>®</sup> hydro



Apósito estéril hidroactivo de fibras de Carboximetilcelulosa

# Eurocell<sup>®</sup> hydro roll



Apósito estéril hidroactivo en cinta de fibras de Carboximetilcelulosa





# Eurocell<sup>®</sup> hydro / Eurocell<sup>®</sup> hydro roll

Eurocell Hydro es un apósito para heridas altamente absorbente que incorpora la tecnología supergelificante de Carboximetilcelulosa (CMC).

En contacto con el exudado de la herida, CMC forma un gel cristalino que ayuda a mantener un ambiente húmedo para apoyar el proceso de cicatrización y ayuda en la eliminación de tejido no viable de la herida sin dañar tejido recién formado.

Está diseñado para la gestión de heridas agudas y crónicas, de espesor total y parcial, de exudado de moderado a intenso y para el control del sangramiento menor en heridas superficiales.

Eurocell Hydro puede permanecer en la herida por 7 días cuando sea clínicamente indicado (en quemaduras puede permanecer hasta por 14 días)

## Uso previsto

- Úlceras de pierna, úlceras por presión (etapas II-IV), y úlceras diabéticas.
- Heridas de cavidad.
- Heridas quirúrgicas.
- Quemaduras superficiales y de espesor parcial.
- Heridas traumáticas.
- Absorción de exudado en heridas oncológicas (v.g. tumores cutáneos fungosos, metástasis cutáneas y sarcomas de Kaposi)



Apósito hidro activo

Exudado moderado




Exudado intenso

# Apósito hidroactivo estéril en fibra de Carboximetilcelulosa

Pruebas comparativas han demostrado que el apósito para heridas Eurocell Hydro posee excelentes prestaciones con respecto a la principal competencia en:

- **Absorción, capacidad de absorción de altos niveles de exudados.**
- **Retención de líquidos, capacidad de retener exudado bajo compresión.**
- **Resistencia a la humedad, capacidad de permanecer intacto al retirar de la superficie de la herida.**

## Análisis comparativo




Eurocell hydro es ideal para heridas superficiales y de espesor parcial

artículo	medidas	pkg.
895005	cm 5 x cm 5	10 pz/pcs
895010	cm 10 x cm 10	10 pz/pcs
895012	cm 10 x cm 20	5 pz/pcs
895015	cm 15 x cm 15	5 pz/pcs


Eurocell hydro roll es ideal para heridas de cavidad

artículo	medidas	pkg.
895630	cm 2,5 x cm 45	5 pz/pcs






# Eurosorb



Apósito individual primario con alginato de calcio, estéril, conformable y altamente absorbente

# Eurosorb roll



Apósito primario estéril en cinta con alginato de calcio, conformable y altamente absorbente





# Eurosorb

Eurosorb es un apósito primario hecho de fibras 100% alginato de calcio, estéril, suave y muy absorbente. En contacto con el exudado, Eurosorb forma un gel biocompatible, que mantiene un ambiente húmedo en la herida ideal para la curación.

Promueve la cicatrización y la protección del tejido recién formado. Eurosorb puede absorber exudados hasta 10 veces su peso y puede permanecer en la herida hasta por 7 días, dependiendo de la condición del paciente y la cantidad de exudados.

Eurosorb es un alginato integral que absorbe exudados entre y dentro de sus fibras. La ventaja es que se puede retirar en una sola pieza, su estructura reduce al mínimo el riesgo de liberación de fibras de alginato en la herida y no causa trauma al tejido recién formado, no se adhiere al lecho de la herida y no libera exudado, evitando así el riesgo de maceración de la piel.

Eurosorb es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
501505	cm 5 x cm 5	10 pz/pcs
501510	cm 10 x cm 10	10 pz/pcs
501515	cm 15 x cm 15	5 pz/pcs
501520	cm 10 x cm 20	5 pz/pcs



Libre de látex



Fácil de remover

Exudado moderado



Exudado intenso

Apósito primario estéril de fibras suaves y muy absorbentes

# Eurosorb roll

Eurosorb roll es un apósito primario en cinta hecho de fibras 100% alginato de calcio, estéril, suave y muy absorbente.

En contacto con el exudado, Eurosorb roll se convierte en un gel biocompatible, que mantiene un ambiente húmedo en la herida ideal para la curación.

Promueve la cicatrización y la protección del tejido recién formado. Eurosorb roll puede absorber exudados hasta 10 veces su peso y puede permanecer en la herida hasta por 7 días, dependiendo de la condición del paciente y la cantidad de exudados.

Eurosorb roll es un alginato integral que absorbe exudados entre y dentro de sus fibras. La ventaja es que se puede retirar en una sola pieza, su estructura reduce al mínimo el riesgo de liberación de fibras de alginato en la herida y no causa trauma al tejido recién formado, no se adhiere a la superficie de la herida y no libera exudado, evitando así el riesgo de maceración de la piel.

Eurosorb roll es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
501630	cm 2.5 x cm 30	5 pz/pcs



Exudado moderado  →  Exudado intenso

Fácil de remover  Libre de látex 

# Eurosorb – Eurosorb roll

Apósito primario estéril de fibras suaves y muy absorbentes

## Indicaciones


- Eurosorb está indicado para el tratamiento de úlceras de presión, úlceras de pierna, heridas por donación de piel.
- Eurosorb roll está indicado para heridas de cavidad.

## Contraindicaciones

- No utilice en implantes quirúrgicos, en quemaduras de tercer grado o en heridas secas.

## Propiedades y beneficios

- Gran capacidad de absorción.
- Gran fortaleza, aún húmeda.
- Retiene el exudado.
- Se convierte en un gel que no se adhiere a la herida.
- Mantiene un ambiente húmedo curativo de la herida.
- Dona calcio a la herida.
- Se puede usar por más tiempo entre cambios de apósitos.
- Remoción en una sola pieza.
- Residuos mínimos en superficie de la herida.
- Reduce el riesgo de maceración.
- Reduce el trauma durante cambio de apósito.
- Reduce la necesidad de desbridamiento.
- Óptimas condiciones de curación de la herida.
- Ayuda a detener el sangrado menor.



A • Absorbe exudado

B • Formación de gel por medio de intercambio de iones




# Silvermed




Apósito de plata micronizada,  
hidroactivada, con bordes adhesivos

# Silvermed sb



Apósito de plata micronizada,  
hidroactivada, sin abordes adhesivos





# Silvermed

Silvermed es un apósito estéril, listo para usarse, con una compresa central absorbente y no adherente, con iones de plata para promover la curación en un ambiente húmedo controlado.

La plata es hidroactivada de forma controlada por el exudado. Iones de plata se liberan en proporción a la cantidad de carga bacteriana y exudado, directamente en la superficie de la herida.

Crea un ambiente húmedo ideal para una rápida cicatrización y actúa como una barrera a la penetración bacteriana, previniendo la infección de la herida. Gracias a su capa metálica de plata micronizada y no adherente, no se adhiere a la herida, logrando un cambio de apósito atraumático.

Silvermed no libera residuos de plata.

Silvermed es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
892063	cm 10 x cm 10	5 pz/pcs
892066	cm 10 x cm 20	3 pz/pcs

Otros formatos disponibles a pedido.

## Indicado para

Heridas infectadas, heridas de drenaje mínimo a seco, úlceras de espesor parcial, quemaduras de primero y segundo grado, úlceras infectadas, erosión de la piel causada por una infección, granulación de úlceras, zonas donantes, dermoabrasiones en general.



Libre de látex



Plata micronizada



Bajo exudado



Hipoalergénico



Fácil de remover

## Apósito de plata micronizada, hidroactivada, sin bordes adhesivos

# Silvermed sb

Apósito estéril sin borde adhesivo con una compresa absorbente y no adherente de iones de plata. La compresa tiene un efecto antibacterial que utiliza tecnología avanzada de aplicación de plata para promover la curación en un ambiente húmedo controlado.

La plata es hidroactivada de forma controlada por el exudado. Iones de plata se liberan en proporción a la cantidad de carga bacteriana y exudado, directamente en la superficie de la herida. Crea un ambiente húmedo ideal para una rápida cicatrización y actúa como una barrera a la penetración bacteriana, previniendo la infección de la herida. Gracias a su capa metálica de plata micronizada y no adherente, no se adhiere a la herida, logrando un cambio de apósito atraumático.

Silvermed sb no libera residuos de plata.

Silvermed sb es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
892070	cm 5 x cm 5	25 pz/pcs
892073	cm 10 x cm 10	5 pz/pcs
892076	cm 10 x cm 20	3 pz/pcs

Otros formatos disponibles a pedido.



Fácil de remover



Hipoalergénico



Bajo exudado



Plata micronizada



Libre de látex



# Silvermed – Silvermed sb

Apósito de plata hidroactivada y micronizada.

## Características

- Efecto antimicrobiano de plata que reduce el riesgo de infección.
- Profilaxis contra la infección, especialmente para las heridas con alto riesgo.
- Biocompatible y conforme a la ISO 10993.


## Propiedades y beneficios

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Hipoalergénico.
- Suave.
- Cambio atraumático.
- Se adapta a cualquier zona anatómica del cuerpo.
- Está listo para usar y no requiere ninguna activación.
- Estimula la formación de tejido de granulación, por consiguiente, la reepitelización.
- Reduce la cantidad de tejido desvitalizado.

## Contraindicaciones

- No hay contraindicaciones absolutas para el uso de Silvermed.
- No use en individuos con sensibilidad conocida a cualquiera de los componentes de la preparación.
- Debido a la presencia de iones de plata antimicrobianos, la experiencia con bebés/recién nacidos es limitada.
- No utilice en pacientes sometidos a IRM.

Silvermed y Silvermed sb estimulan el proceso de curación.



BRS 007 – REV.00



## Euroderm foam

Apósito multicapa hidrocélular de espuma de poliuretano con área hidroactiva completa



## Euroderm foam plus sacral

Apósito hidrocélular multicapa de espuma de poliuretano, formado para el área sacra



## Euroderm foam plus

Apósito multicapa hidrocélular de espuma de poliuretano con borde adhesivo



## Euroderm foam plus concave

Apósito de espuma de poliuretano hidrocélular multicapa, para gestión de heridas en el talón u otras áreas anatómicas similares



## Euroderm foam heel

Apósito de espuma multicapa hidrocélular, para la gestión de heridas en el talón u otras áreas anatómicas similares



## Euroderm foam cavity

Apósito de espuma de poliuretano no adhesivo para heridas de cavidad



## Euroderm foam tracheo

Apósito hidrocélular de espuma de poliuretano con apertura central para traqueostomía





# Euroderm foam

Apósito compuesto de una espuma de poliuretano altamente absorbente y de una película de poliuretano transpirable que es impermeable al agua y a las bacterias, pero permeable al vapor de agua. Los fluidos se distribuyen uniformemente en el apósito de espuma, por lo tanto, se adapta perfectamente a la superficie de la herida manteniendo el ambiente de la misma con humedad óptima para el proceso de curación. La alta absorción del apósito de espuma proporciona una administración de líquidos superior por un mayor período de tiempo. Esto reduce al mínimo el malestar para el paciente y los resultados son más costo eficientes.

El distintivo diseño "con borde plano" facilita la aplicación de un apósito secundario de fijación (v.g. cinta, película de poliuretano - Euroderm o Euroderm roll - o vendaje cohesivo) y proporciona una protección contra filtraciones de agua. El grosor de la espuma asegura un efecto de amortiguación.

Euroderm foam reduce la presión sobre el área de la herida, reduciendo la fricción y el estrés, brindando excelente comodidad y protección para el paciente. Para el tratamiento de heridas necróticas o fibrinosas es recomendable usar en combinación con Hydromed gel.

El apósito puede permanecer en la herida hasta por 7 días. La frecuencia de cambio resulta de la condición clínica, el tipo de herida y la cantidad de exudados.

**Indicaciones:** Úlceras por presión etapas I-IV, heridas quirúrgicas, úlceras vasculares, quemaduras de 1er y 2do grado, heridas en piel frágil, sitios donantes de piel.



artículo	medidas	pkg.
893010	cm 10 x cm 10	10 pz
893012	cm 10 x cm 20	5 pz
893015	cm 15 x cm 15	5 pz
893020	cm 20 x cm 20	3 pz
892910	cm 10 x cm 10	5 pz



Libre de látex



Hipoalergénico

Exudado moderado



→



Exudado intenso

# Euroderm foam plus

Espuma de poliuretano hidrocélular multicapa, que combina las características de la espuma de Euroderm foam con un borde adhesivo que garantiza una fijación efectiva, incluso en áreas de difícil fijación. Apósito compuesto por una capa superior hipoalergénica semipermeable de poliuretano adhesivo y una compresa de espuma muy absorbente y suave. Los fluidos se distribuyen uniformemente en la compresa de espuma de poliuretano, por lo tanto, se adapta perfectamente al lecho de la herida manteniendo el ambiente de la misma con humedad óptima para el proceso de curación. La alta absorción del apósito de espuma proporciona una administración de fluidos superior por un período más largo de tiempo. Esto reduce al mínimo la incomodidad para el paciente y los resultados son más costo efectivos. El grosor de la espuma asegura el efecto de amortiguación. Euroderm foam plus reduce la presión sobre el área de la herida, reduciendo la fricción y las tensiones, dando protección y excelente comodidad para el paciente. No use en heridas con un área de borde frágil.

Euroderm foam plus puede utilizarse como un apósito secundario en combinación con un apósito cavitario (v.g. gasas o alginatos - Eurosoorb roll), o en combinación con vendajes compresivos para el tratamiento de úlceras de pierna por estasis venosa y arterial. Para el tratamiento de heridas necróticas o fibrinosas es recomendable usarlo en combinación con Hydromed gel. El apósito puede permanecer en el lugar hasta por 7 días. La frecuencia de cambio resulta de las condiciones clínicas, el tipo de herida y la cantidad de exudados.

**Indicaciones:** Úlceras de presión, etapas I-IV, heridas quirúrgicas, úlceras vasculares, quemaduras de 1er y 2do grado y sitios de donación de piel.

artículo	♀ medidas	♀ pkg.
893110	cm 10 x cm 10	10 pz
893112	cm 10 x cm 20	5 pz
893115	cm 15 x cm 15	5 pz
893118	cm 18 x cm 18	3 pz
893120	cm 20 x cm 20	3 pz



Exudado moderado



Exudado intenso

Hipoalergénico



Libre de látex





# Euroderm foam heel

Apósito hidrocélular multicapa de espuma de poliuretano, diseñado para el manejo de heridas en el talón o cualquier área anatómica similar. Apósito que consta de una capa de espuma de poliuretano suave altamente absorbente y de una película de poliuretano transpirable que es impermeable al agua y a las bacterias, pero permeable al vapor de agua.

Euroderm foam heel es no-adhesivo. Esto permite una eliminación atraumática del apósito sin dolor, causando dificultad mínima para el paciente, incluso en los tejidos frágiles.

La alta absorción del apósito de espuma proporciona una gestión superior de fluidos por un largo periodo de tiempo. Esto reduce al mínimo el malestar para el paciente y los resultados son más costo efectivos.

El grosor de la espuma asegura un efecto de amortiguación.

Euroderm foam heel reduce la presión sobre la zona del talón, lo que reduce la fricción y las tensiones, dando protección y excelente comodidad para el paciente. Necesita un apósito secundario de fijación (v.g. cinta, película de poliuretano - Euroderm o Euroderm roll - o vendaje cohesivo).

Para el tratamiento de heridas necróticas o fibrinosas es recomendable usarlo en combinación con Hydromed gel.

El apósito puede permanecer en el lugar hasta por 7 días. La frecuencia de cambio depende de las condiciones clínicas, el tipo de herida y la cantidad de exudados.

**Indicaciones:** Úlceras de pie diabético, úlceras por presión en etapas de I-IV, prevención de úlceras por presión en pacientes con capacidad parcial de movimiento.



artículo	medidas	pkg.
----------	---------	------

893060	cm 12 x cm 13	3 pz
--------	---------------	------



Libre de látex



Hipoalérgico

Exudado moderado



Exudado intenso

# Euroderm foam tracheo

Apósito de apertura “ojo de cerradura” hidrocélular de espuma de poliuretano, diseñado para ajustarse perfectamente alrededor de la cánula de traqueostomía o el tubo de drenaje.

Preparación que consta de una capa de espuma de poliuretano suave altamente absorbente y de una película de poliuretano transpirable que es impermeable al agua y a las bacterias, pero permeable al vapor de agua. Los fluidos se distribuyen uniformemente en el apósito de espuma, por lo tanto, se adapta perfectamente a la traqueostomía o tubo de drenaje, asegurando una gestión superior de fluidos por un largo periodo de tiempo.

Esto reduce al mínimo el malestar para el paciente y los resultados son más costo efectivos.

El apósito puede permanecer en el lugar hasta por 7 días.

La frecuencia de cambio resulta de las condiciones clínicas, el tipo de herida y la cantidad de exudados.

**Indicaciones:** Gestión de fluidos alrededor de sitios de traqueostomía y drenaje.

artículo	♀	medidas	♀	pkg.
893040		cm 8,5 x cm 8,5		10 pz
893035		cm 6,5 x cm 6,5		10 pz



Exudado moderado



Exudado intenso

Hipoalergénico



Libre de látex



# Euroderm foam plus sacral

Apósito hidrocélular multicapa en forma de espuma de poliuretano con borde adhesivo, que combina las características de Euroderm foam con la facilidad de un diseño anatómico adecuado para el área sacral.

Apósito de espuma hipoalérgico, compuesto de una capa superior de poliuretano adhesivo semipermeable y una suave compresa de espuma altamente absorbente.

La capa superior de poliuretano adhesivo actúa como barrera contra la contaminación externa y fluidos, por ende, Euroderm foam plus sacral está bien adaptado para las heridas de la zona sacra donde se recomienda una cubierta impermeable.

El diseño anatómico impide la remoción accidental del apósito causada por la fuerza de la fricción, y provee una gestión de fluidos superior por un período más largo de tiempo.

Esto reduce al mínimo el malestar para el paciente y con resultados más costo eficientes.

El grosor de la espuma asegura un efecto de amortiguación. Euroderm foam plus sacral reduce la presión sobre el área sacra, lo que reduce la fricción y las tensiones, dando protección y excelente comodidad para el paciente.


Euroderm foam plus sacral puede ser utilizado como un apósito secundario en combinación con apósitos cavitarios (v.g. gasas o alginatos – Eurosorb roll) y, para el tratamiento de tejido necrótico o heridas fibrinosas, es recomendable usarlo en combinación con Hydromed gel.

El apósito puede permanecer en el lugar durante 5 días; de igual manera, se recomienda una inspección frecuente de la herida. La frecuencia de cambio resulta de las condiciones clínicas, el tipo de herida y la cantidad de exudados.

**Indicaciones:** En el área sacra, úlceras por presión etapas I-IV, heridas quirúrgicas, úlceras de presión, quemaduras de 1er y 2do grado y sitios donadores de piel.

artículo    medidas    pkg.

893150    cm 22 x cm 22    3 pz



Exudado moderado



Exudado intenso

Hipoalérgico



Libre de látex



# Euroderm foam plus concave

Apósito hidrocélular multicapa de espuma de poliuretano en forma cóncava con borde adhesivo, que combina las características de Euroderm foam con la facilidad de un diseño anatómico bien adaptado para el manejo de heridas en el talón o en áreas anatómicas similares. Apósito de espuma compuesto por una capa superior de adhesivo hipoalérgico semipermeable de poliuretano y de una suave compresa de espuma altamente absorbente.

El diseño anatómico impide la remoción accidental del apósito causada por la fuerza de la fricción y proporciona una gestión de fluidos por un largo periodo de tiempo. Esto reduce al mínimo el malestar para el paciente y los resultados son más costo efectivos. El grosor de la espuma asegura el efecto de amortiguación.

Euroderm foam plus concave reduce la presión sobre el área de la herida, reduciendo la fricción y las tensiones, brindando protección y excelente comodidad para el paciente. No utilice para heridas con una frágil zona de bordes.


Euroderm foam plus concave puede ser utilizado como un apósito secundario en combinación con apósitos cavitarios (gasas o alginatos - Eurosorb Roll) o en combinación con vendas de compresión para el tratamiento de úlceras de pierna por estasis venosa y arterial. Para el tratamiento de heridas necróticas o fibrinosas es recomendable usarlo en combinación con Hydromed gel.

El apósito puede permanecer en el lugar hasta por 7 días.

La frecuencia de cambio resulta de las condiciones clínicas, el tipo de herida y la cantidad de exudados.

**Indicaciones:** Las úlceras de pie diabético, úlceras por presión en etapas de I-IV, prevención de úlceras por presión en pacientes con habilidad parcial de movimiento, heridas quirúrgicas, quemadas de 1er y 2do grado y sitios de donación de piel.

artículo	medidas	pkg.
893140	cm 18 x cm 16,5	3 pz



Exudado moderado



Exudado intenso


Hipoalérgico



Libre de látex



El mejor método de gestión de heridas de bajo a alto nivel de exudado



## Euroderm foam cavity

Apósito estéril no adhesivo de espuma de poliuretano compuesto por una superficie hidroactiva. Es muy absorbente, ideal para niveles medio y alto de exudado.

Euroderm foam cavity se adapta perfectamente a la cavidad de la herida y a la zona anatómica circundante del cuerpo con excelente confort para el paciente y no se adhiere a la superficie de la herida.

El producto tiene una buena adaptabilidad y suavidad.

Además, el grosor de la espuma crea el efecto de rodamiento, que reduce la presión sobre la lesión y evita la fricción. Euroderm foam cavity es libre de látex.

**Indicaciones:** Para ser utilizado en el tratamiento de heridas de cavidad como sitios de donación de piel, úlceras por presión, heridas tras separación de fístulas y abscesos, úlceras venosas, úlceras diabéticas, trauma y heridas postoperatorias, heridas dehiscentes. Euroderm foam cavity puede ser aplicada con un apósito secundario de fijación.

En caso de lesión con tejido necrótico o fibrinoso, se recomienda usar en combinación con Hydromed gel.

artículo	♀ medidas	♀ pkg.
893205	Ø cm 5	10 pz
893210	Ø cm 10	5 pcs
893212	cm 7,5 x cm 10	3 pcs



Libre de látex



Hipoalergénico



Exudado moderado



Exudado intenso



# Euroderm foam silicone



Apósito altamente absorbente de espuma de poliuretano y suave gel de silicón

# Euroderm foam plus silicone



Apósito altamente absorbente de espuma de poliuretano y suave gel de silicón, con borde adhesivo





# Euroderm foam silicone

Es un apósito altamente absorbente hecho de espuma de poliuretano, con una película del mismo compuesto en su capa superior y gel de silicona perforada en la capa de contacto con la herida.

El apósito no se adhiere a la superficie de la herida minimizando la interrupción de la curación del tejido.

La superficie externa se hace de una película de poliuretano transpirable, impermeable, a prueba de bacterias y constituye una barrera viral, mientras que la capa de contacto con la herida es de gel de silicona perforada para evitar la adherencia a la misma, permitiendo una remoción sin dolor, atraumática y permitiendo también el paso del exudado a la capa de espuma absorbente.

## Ventajas

- Permite el paso libre de exudado de la herida a la espuma para evitar la maceración de la piel.
- Excelente gel de suave silicón con alta capacidad de absorción.
- Proporciona un efecto de amortiguación.
- Mantiene la humedad óptima de la herida MVTR (tasa de transmisión de vapor de humedad).
- Larga duración y mínimo trauma para el paciente.
- Alta capacidad de manejo de fluidos.
- Costo efectivo.



Libre de látex



Hipoalergénico

Exudado moderado



Exudado intenso

# Apósito altamente absorbente de espuma de poliuretano y suave gel de silicón

## Indicaciones

Para la administración de heridas de exudación moderada a intensa y heridas de espesor parcial o total, incluyendo:

- Piel frágil.
- Úlceras de presión etapa I-IV, úlceras de presión neuropáticas, úlceras de piernas venosas y arteriales.
- Úlceras de pie diabético.
- Vendajes de compresión.
- Quemaduras de primer y segundo grados.
- Desgarros de la piel.
- Heridas quirúrgicas.
- Sitios donantes de piel.

## Contraindicaciones

No use apósitos de Euroderm foam silicone con agentes oxidantes tales como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno, ya que estos pueden descomponer el ingrediente absorbente de poliuretano del apósito.


## Precaución

En caso de infección, Euroderm foam silicone todavía puede utilizarse, pero bajo supervisión médica y con terapia antimicrobiana conjunta.

## Frecuencia de cambio

El intervalo entre cambios de apósito normalmente será determinado por el grado de exudado producido, aunque el apósito puede dejarse por varios días en heridas limpias de poco exudado.

artículo	medidas	pkg.
893310	cm 10 x cm 10	10 pz/pcs
893312	cm 10 x cm 20	5 pz/pcs
893315	cm 15 x cm 15	5 pz/pcs
893320	cm 20 x cm 20	3 pz/pcs



- 1- Forro de liberación
- 2- Capa de gel perforado de silicón
- 3- Espuma de poliuretano
- 4- Película de poliuretano

# Euroderm foam plus silicone

Euroderm foam plus silicone es un apósito absorbente de espuma de poliuretano laminado, con un suave gel de silicona perforada como capa de contacto con la herida. Este apósito adhesivo, permite su fijación sin la utilización de vendaje o cintas adhesivas tradicionales y proporciona una remoción del apósito atraumática. La capa más externa de la preparación se hace de bilaminado de poliuretano resistente al agua y a prueba de bacterias y virus.

## Características

- La capa de gel de silicona suave permite la remoción del apósito atraumáticamente.
- La película de silicona perforada permite el paso libre de exudado de la herida a la espuma, para evitar la maceración de la piel.
- La espuma de poliuretano de alta capacidad de absorción también proporciona un efecto de amortiguación.
- La capa superior altamente transpirable, permite la evaporación del exudado absorbido y mejora la capacidad de manejo de fluido del apósito.
- Al ser impermeable, la capa superior evita que el agua la atraviese y esto permite las duchas mientras el apósito está en su lugar.

## Indicaciones

Para usarse en la prevención de úlceras por presión, de las etapas I a la IV, lesiones vasculares, quemaduras, sitios de muestreo de piel, lesiones de decúbito y heridas no infectadas con producción media o alta de exudado, en la fase de granulación o reepitelización. Se puede usar como apósito si está condicionado en combinación con un apósito para cavidades (v.g. gasa o alginato - Eurosorb roll), debajo de vendajes de compresión para el tratamiento de úlceras y, en presencia de tejido necrótico o lesiones fibrinosas, en combinación con Hydromed Gel



Exudado moderado



Exudado intenso

Hipoalergénico

Libre de látex



# Apósito altamente absorbente de espuma de poliuretano y suave gel de silicón con borde adhesivo

Euroderm foam plus silicone es adecuado para el tratamiento de muchos tipos de heridas exudantes, incluso úlceras de pierna y de presión, incisiones quirúrgicas y heridas traumáticas que dan por resultado la pérdida de piel. También se puede utilizar bajo vendajes de compresión.

## Contraindicaciones

No use apósitos Euroderm foam plus silicone con agentes oxidantes tales como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno, ya que estos descomponen el ingrediente absorbente de poliuretano del apósito.

## Precauciones

En caso de infección, Euroderm foam silicone todavía puede utilizarse, pero bajo supervisión médica y con terapia antimicrobiana conjunta.


## Frecuencia de cambio

El intervalo entre cambios de apósito normalmente será determinado por el grado de exudado producido, aunque el apósito puede dejarse por varios días en heridas limpias con poco exudado.


## Cómo aplicarlo

Euroderm foam plus silicone se suministra individualmente envueltos en una bolsa sellada por calor, esterilizada con óxido de etileno.


artículo	medidas	pkg.
893410	cm 10 x cm 10	10 pz/pcs
893412	cm 10 x cm 20	5 pz/pcs
893415	cm 15 x cm 15	5 pz/pcs
893420	cm 20 x cm 20	3 pz/pcs



- 1 - Forro de liberación
- 2 - Capa de gel perforado de silicona
- 3 - Espuma de poliuretano
- 4 - Película de poliuretano



# Hydromed



Apósito estéril con alto contenido de agua

# Hydromed gel



Gel amorfo estéril transparente, especial para la remoción de tejido necrótico






# Hydromed

Apósito hidrogel diseñado para gestionar el dolor, la humedad y la actividad de la proteasa en heridas de bajo exudado o heridas esfaceladas, absorbiendo rápida y localmente. Esto reduce el riesgo de maceración de la herida. Conveniente para: quemaduras de 1er y 2do grado, dermoabrasiones, úlcera tórpida, radiodermatitis, abrasiones y heridas de base necróticas o fibrinosas. Refrescante. A diferencia de la típica hoja de hidrogel, Hydromed absorbe rápida y localmente. Esto reduce el riesgo de maceración de la herida. Hydromed es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
892013	cm 10 x cm 10	5 pz/pcs
892015	cm 15 x cm 15	5 pz/pcs
892017	cm 20 x cm 20	3 pz/pcs



Libre de látex



Refrescante



No emana malos olores

Exudado bajo



Exudado moderado

Apósito estéril con alto contenido de agua  
Gel amorfo estéril transparente especial para la remoción  
de tejido necrótico

# Hydromed gel

Gel transparente amorfo estéril, adecuado para la eliminación de tejido necrótico. El gel crea un ambiente húmedo en la herida, impidiendo la formación de escara y estimulando la curación. Al mantener el frágil tejido de granulación húmedo, el gel ayuda a crear un ambiente óptimo de cicatrización, permitiendo la migración de células epitelizantes. Hydromed gel es libre de látex.

## Características

- Acción de desbridación: Hydromed gel rehidrata tejido necrótico y ayuda en el desbridamiento.
- Acción de esfacelada: Hydromed gel absorbe esfacelos y exudado sin dañar el frágil tejido de granulación.
- Crea el medio húmedo de cicatrización: Hydromed gel ayuda a crear un ambiente de optima humedad en la herida, promueve la curación, reduce las cicatrices y ayuda a calmar el dolor.
- Estabiliza y contrarresta la fuga de líquidos y la maceración.
- Fáciles de quitar. El gel es fácil de eliminar debido a la alta cohesión, incluso después de la absorción de restos y exudado.
- Buenas características de donación.
- Alta viscosidad.

## Indicaciones

- Hydromed gel está destinada principalmente para el tratamiento de heridas necróticas y esfaceladas, por ejemplo, úlceras en las piernas, úlceras de presión, heridas de cavidad y úlceras de pie diabético no infectadas.
- Hydromed gel puede utilizarse también en quemaduras de 1er y 2do grado.



artículo	medidas	pkg.
501705	Tubo de 15 gr	1 pz/pcs

Exudado bajo



Hidratante



Libre de látex



# Hydromed


Apósito estéril con alto contenido de agua

## Indicaciones

- Adecuado para el tratamiento de heridas crónicas y de lenta curación en fase de epitelización y granulación.
- Debido a una estructura tridimensional y alto contenido de agua, Hydromed es conveniente para el uso en desbridamiento y para las quemaduras de segundo grado.

## Contraindicaciones

- Hydromed no debería utilizarse en heridas infectadas ni en quemaduras de tercer grado.
- Además, no se debe utilizar en heridas altamente exudativas, ni en músculos, huesos o tendones expuestos.



# Hydromed gel

Gel amorfo estéril transparente, especial para la remoción de tejido necrótico

## Beneficio

- Ayuda al desbridamiento autolítico facilitando así tasas de cicatrización más rápidas.
- Minimiza la necesidad de desbridamiento físico.
- Fácil de aplicar: permanece in situ.

## Precauciones y advertencias


- En caso de reacciones alérgicas, por favor deje de usar directamente y consulte a su médico.
- Sólo para uso externo.
- No reutilice el producto. Reutilización puede suponer riesgo de infección. Puede ser utilizado con infección local y sistémica.
- Si el empaque está roto no utilice, ni vuelva a esterilizar el producto.

## Contraindicaciones

- Quemaduras de espesor total.



# Euronet paraffin



Euronet paraffin es de hilo 100% algodón, impregnado con unguento de parafina blanda y blanca, no adherente y no alérgico. Euronet paraffin se utiliza como capa de contacto primario de la herida en el tratamiento de quemaduras, úlceras, injertos de piel y una variedad de lesiones traumáticas. El material también se utiliza como medio de traspaso para la piel durante el injerto. Euronet paraffin es libre de látex.



# Euronet paraffin

## Características

- Empacado individualmente en sobres de aluminio fácil de abrir.
- Esterilizado por radiación gamma.
- Euronet paraffin está hecho de algodón de leno, con abertura que permite al exudado de la herida pasar a través de él.

## Beneficios

- Euronet paraffin está impregnado con ungüento de parafina que forma una capa aparte entre la herida y la gasa, evitando la adherencia a la misma para proporcionar una recuperación rápida.
- Protege el tejido recién formado y minimiza el dolor del paciente durante los cambios de apósito.
- Euronet paraffin permite el paso del exudado al apósito secundario, por lo que el mismo no se seca en la superficie de la herida.
- Se puede cortar en diferentes tamaños.

## Indicaciones


- Euronet paraffin se utiliza como capa de contacto primario de la herida en el tratamiento de quemaduras, úlceras, injertos de piel y una variedad de lesiones traumáticas.
- El material también se utiliza como medio de traspaso para la piel durante el injerto.
- Bajo la supervisión médica de un profesional de la salud, Euronet paraffin puede utilizarse para administrar heridas infectadas o en las que hay un mayor riesgo de infección.
- Euronet paraffin debe almacenarse en un lugar seco y fresco.

## Contraindicaciones

- Aunque no hay ninguna contraindicación para el uso de Euronet paraffin, si el apósito se coloca sobre una herida de mucho exudado, su naturaleza semi oclusiva puede provocar maceración de tejido, impidiendo la libre circulación de los exudados de la superficie de la herida. Si Euronet paraffin se deja en posición por períodos prolongados de tiempo, puede convertirse en tejido adherente y causar daño al momento de la remoción.

## Aplicación


- Abra la bolsa y saque el producto.
- Retire el papel protector en ambos lados del producto y descarte.
- Maneje la gasa impregnada con una técnica antiséptica o usando pinzas.
- Aplique al sitio de la herida.
- Cubra con un apósito secundario absorbente como por ejemplo Euroderm foam.
- Fíjelo con un vendaje de fijación o use Euroderm foam plus con borde adhesivo para eliminar la necesidad de un vendaje de fijación.




artículo	medidas	pkg.	caja
560001	cm 5 x cm 5	150 pz/pcs	16
560002	cm 5 x cm 10	100 pz/pcs	16
560003	cm 5 x cm 15	100 pz/pcs	16
560004	cm 5 x cm 20	50 pz/pcs	16
560010	cm 7,5 x cm 10	100 pz/pcs	16
560015	cm 7,5 x cm 15	50 pz/pcs	16
560020	cm 7,5 x cm 20	50 pz/pcs	16
560110	cm 10 x cm 10	100 pz/pcs	16
560115	cm 10 x cm 15	50 pz/pcs	16
560120	cm 10 x cm 20	50 pz/pcs	16
560140	cm 10 x cm 40	30 pz/pcs	16
560215	cm 20 x cm 15	50 pz/pcs	16
560220	cm 20 x cm 20	50 pz/pcs	16
560240	cm 20 x cm 40	30 pz/pcs	16
560315	cm 15 x cm 15	50 pz/pcs	16
560340	cm 15 x cm 40	30 pz/pcs	16
561005	cm 5 x cm 100	1 pz/pcs	48
561007	cm 7,5 x cm 100	1 pz/pcs	48
561010	cm 10 x cm 100	1 pz/pcs	48
561015	cm 15 x cm 100	1 pz/pcs	48
561020	cm 20 x cm 100	1 pz/pcs	48
562010	cm 10 x cm 200	1 pz/pcs	48
562015	cm 15 x cm 200	1 pz/pcs	48
562020	cm 20 x cm 200	1 pz/pcs	48
567007	cm 7,5 x cm 700	1 pz/pcs	24
567010	cm 10 x cm 700	1 pz/pcs	24
567015	cm 15 x cm 700	1 pz/pcs	24



Libre de látex



# Eurodressing metal-KZ



Manta estéril aluminizada para heridas grandes y quemaduras.

Eurodressing metal - KZ, manta estéril para heridas grandes y quemaduras. No adherente, hipoalergénica, transpirable y antibacteriana, con excelente capacidad de absorción y suavidad. Compuesto por una capa de aluminio en contacto con la herida y una capa absorbente para reducir riesgo de infección.

Eurodressing metal - KZ es libre de látex.



Apósito estéril para grandes heridas y quemaduras



## Eurodressing metal-KZ

La capa de aluminio, en contacto directo con la herida o quemadura, permite el paso de exudado o sangre sin que se adhiera a la herida.

Promueve la epitelización y garantiza una rápida cicatrización.

Gracias a su gran capacidad de absorción rápida pero no adherente, facilita el cambio de apósito.

Superficie no adherente.

Altamente absorbente y transpirable.

artículo	medidas	pkg.
501006	cm 60 x cm 80	1 pz/pcs
501007	cm 73 x cm 120	1 pz/pcs
501008	cm 80 x cm 120	1 pz/pcs
501009	cm 75 x cm 250	1 pz/pcs



Libre de látex



Fácil de remover



Transpirable



## Euromed

Apósito postoperatorio estéril



## Euromed I.V. kit

Kit estéril destinado para sitios de inserción y vías intravenosas



## Eurometal

Apósito postoperatorio aluminizado





# Euromed

Euromed es un apósito estéril postoperatorio con una compresa central absorbente. La capa de polietileno en contacto con la herida permite el paso de la sangre o exudados al cojín absorbente, manteniendo un buen ambiente de curación y mínimo dolor al retirar el apósito.

Euromed es hipoalergénico, radiotransparente y transpirable. Permite un retiro sin dolor.

La alta adaptabilidad del forro elástico permite un excelente grado de ajuste a la piel y a las partes anatómicas irregulares del cuerpo.

Para ser utilizado como barrera mecánica y mantener el microambiente de la herida, para úlcera de la parte baja del cuerpo, quemaduras y abrasiones de la piel en general.

Euromed se suministra en una amplia gama de tamaños con bordes redondeados, disponibles en envoltura individual y listos para usar.

Individualmente envasados en sobre y esterilizados por el gas de O.E.

Euromed asegura suave fijación sin causar irritación de la piel o alteraciones cutáneas.

Euromed es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
717800	cm 5 X cm 7	100 pz/pcs
717801	cm 6 X cm 7	100 pz/pcs
717802	cm 6 X cm 9	50 pz/pcs
717803	cm 10 X cm 10	50 pz/pcs
717804	cm 12 X cm 7	50 pz/pcs
717805	cm 15 X cm 8	50 pz/pcs
717806	cm 20 X cm 10	50 pz/pcs
717807	cm 25 X cm 10	50 pz/pcs
717808	cm 30 X cm 10	50 pz/pcs
717809	cm 35 X cm 10	100 pz/pcs
718003	cm 10 x cm 8	50 pz/pcs

Bajo exudado



Transpirable



Conformable



Libre de látex



Apósito postoperatorio estéril  
Kit estéril destinado para sitios de inserción

## Euromed I.V. kit

Euromed I.V. kit, para un manejo seguro y funcional de los sitios de inserción y vías intravenosas.

Se compone de una capa estéril radiotransparente no tejida 100% poliéster, de una compresa central y una compresa anti decúbito extra para una comodidad superior, también de una banda adhesiva de red de poliéster para la fijación de la cánula, que ofrece una mayor protección contra el desprendimiento accidental de la aguja.

El corte a lo largo permite una posición segura de cánulas y catéteres.

Euromed I.V. es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
717820	cm 9 X cm 8	100 pz/pcs
718009	cm 6 X cm 9	100 pz/pcs



Bajo exudado



Transpirable




Conformable



Libre de látex



## Apósito postoperatorio aluminizado



# Eurometal



Eurometal, es un apósito estéril postoperatorio con una compresa central aluminizada altamente absorbente y no adherente, no se pega a la herida gracias a una capa particular.

La compresa central aluminizada permite una rápida cicatrización.

Eurometal es hipoalergénico, radiotransparente, permeable al aire y permite la transpiración de la piel con una remoción sin dolor. La alta adaptabilidad del material del forro elástico permite un ajuste óptimo del apósito a la piel y a partes anatómicas irregulares del cuerpo. Para ser utilizados como barrera mecánica contra las bacterias y para el control del microambiente de la herida, úlcera de la parte baja del cuerpo, quemaduras y abrasiones de la piel en general. Eurometal se suministra en una amplia gama de tamaños con bordes redondeados y listos para usar.

Empacados individualmente en un sobre y esterilizado por el gas de O.E.

Eurometal es libre de látex



artículo	medidas	pkg.
720000	cm 5 x cm 7,2	100 pz/pcs
720001	cm 6 x cm 7	100 pz/pcs
720002	cm 9 x cm 6	50 pz/pcs
720003	cm 10 x cm 8	50 pz/pcs
720004	cm 12 x cm 7	50 pz/pcs
720005	cm 15 x cm 8	50 pz/pcs
720006	cm 20 x cm 10	50 pz/pcs
720007	cm 25 x cm 10	50 pz/pcs
720008	cm 30 x cm 10	50 pz/pcs

Bajo exudado



Promueve la curación



Transpirable



Conformable



Dermatológicamente probado



Libre de látex



# Euromed


## Apósito postoperatorio estéril

### Beneficios

- Radiotransparente.
- Hipoalergénico.
- Fácil de quitar, no suelta residuos de pegamento.
- Fácil de aplicar.
- Muy suave y adaptable.
- No afecta los movimientos de la piel.
- Transpirable.
- Cambio de apósito atraumático.
- Altamente absorbente.


### Uso previsto

- Indicado para la absorción de exudados y para mantener bajo control el microambiente de la herida.
- Profilaxis contra la infección, especialmente para heridas con alto riesgo.
- Biocompatible y conforme a la ISO 10993.




## Euroreel

Adhesivo para fijación rígido 100% algodón, con masa adhesiva de óxido de zinc, sensible a la presión




## Eurosilk

Adhesivo para fijación 100% acetato, rígido y con aspecto sedoso



## Europor

Adhesivo blanco no tejido para fijación



## Eurotrasp

Adhesivo de polietileno transparente y microperforado



# Euroreel

Euroreel es un adhesivo 100% de algodón rígido, con masa adhesiva de presión-sensible y óxido de zinc para la fijación de cánulas, compresas absorbentes, vendas, catéteres venosos y sondas. Euroreel está perfectamente ventilado, hidrofóbico y altamente hipoalergénico, bien tolerado por la piel. El alto grado de permeabilidad al vapor de agua está garantizado por la exclusiva técnica de la capa de masa adhesiva, que es uniformemente cubierta en separación micrométrica de líneas longitudinales. Radiotransparente, rasgado a mano en ambas direcciones, fáciles de quitar de la piel evitando trauma y sin la liberación de residuos de adhesivo. No causa irritación de la piel. Tiene bordes lisos. La bobina plástica garantiza higiene. No se adhiere a guantes durante el uso. Euroreel también está disponible en una versión perforada de agujeros de 3mm llamada Euroreel perforato, que garantiza una mayor ventilación.

Euroreel también está disponible en versión de tela 100% acetato, llamada Euroreel Acetato. Euroreel es libre de látex.



	artículo	medidas	pkg.	
<b>Euroreel</b>	blanco	color piel		
	701001	704001	cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs
	701002	704002	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
	701005	704005	cm 5 x m 5	12 pz/pcs
	701007	704007	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs
	701010	704010	cm 10 x m 5	6 pz/pcs
	701031	704011	cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs
	701032	704012	cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs
	701035	704015	cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs
	701037		cm 7,5 x m 9,14	6 pz/pcs
701040	704018	cm 10 x m 9,14	6 pz/pcs	
<b>Euroreel perforato</b>		705002	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
		705005	cm 5 x m 5	12 pz/pcs
		705007	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs
		705010	cm 10 x m 5	6 pz/pcs
		705018	cm 18 x m 5	1 pz/pcs
<b>Euroreel acetato</b>	703001		cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs
	703002		cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
	703005		cm 5 x m 5	12 pz/pcs
	703007		cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs
	703010		cm 10 x m 5	6 pz/pcs
	703101		cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs
	703102		cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs
703105		cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs	



Libre de látex

# Eurosilk

Eurosilk es un adhesivo rígido de 100% acetato con aspecto sedoso, conveniente para la fijación de apósitos y vendajes, tubos, catéteres venosos y sondas. Eurosilk utiliza una masa adhesiva de metacrilato especial sin la adición de solventes químicos. Es soluble en agua, por lo tanto, garantiza el máximo nivel de seguridad contra las reacciones alérgicas.

Eurosilk es altamente hipoalergénico, tiene buena fuerza de adherencia, es bien tolerado por la piel sensible y muy fácil de rasgar con la mano, a lo largo y transversalmente. También es radiotransparente, permeable al aire y al vapor de agua, por lo tanto, permite que la piel respire. La remoción es indolora y sin desprendimiento de residuos de adhesivo. No se adhiere a los guantes durante el uso. La bobina plástica garantiza la higiene. Adecuado para piel sensible. No causa irritación de la piel.

Eurosilk es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
707001	cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs
707002	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
707005	cm 5 x m 5	12 pz/pcs
707007	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs
707010	cm 10 x m 5	6 pz/pcs
707011	cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs
707012	cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs
707015	cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs
707017	cm 7,5 x m 9,14	6 pz/pcs
707020	cm 10 x m 9,14	6 pz/pcs



# Europor

Europor es un adhesivo blanco no tejido, conveniente para la fijación de apósitos, vendajes, tubos venosos, catéteres y sondas. Europor utiliza una masa adhesiva de metacrilato especial sin la adición de algún solvente químico. Es soluble en agua, por lo tanto, garantiza el máximo nivel de seguridad contra las reacciones alérgicas. Es altamente hipoalergénico, tiene buena fuerza de adherencia, adecuado para pieles sensibles y muy fácil de rasgar con la mano. También es radiotransparente, permeable al aire y al vapor de agua, lo que permite que la piel respire.

Adecuado para piel sensible. No causa irritación de la piel. Remoción indolora sin liberación de residuos de adhesivo

No se adhiere a los guantes durante el uso. El carrete plástico garantiza higiene.

Europor es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
706001	cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs
706002	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
706005	cm 5 x m 5	12 pz/pcs
706007	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs
706010	cm 10 x m 5	6 pz/pcs
706011	cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs
706012	cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs
706015	cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs
706017	cm 7,5 x m 9,14	6 pz/pcs
706020	cm 10 x m 9,14	6 pz/pcs



Libre de látex



# Eurotrasp

Eurotrasp es un adhesivo microperforado y transparente de polietileno, conveniente para la fijación de apósitos y vendajes, tubos, catéteres venosos y sondas. La transparencia permite una completa visibilidad de la superficie cubierta. Es rápido y fácil de rasgar - incluso cuando se utilizan guantes quirúrgicos - tanto en forma transversal como longitudinal. Eurotrasp está cubierto con una masa adhesiva de metacrilato hipoalergénico. Permeable al aire y al vapor de agua, lo que permite que la piel respire, e impermeable a los líquidos. Eurotrasp tiene una muy buena fuerza de adherencia. También es radiotransparente.

La remoción es indolora y sin desprendimiento de residuos de adhesivo. No se adhiere a los guantes durante el uso. El carrete plástico garantiza higiene.


Eurotrasp es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
512001	cm 1,25 x m 9,14	36 pz/pcs
512002	cm 2,5 x m 9,14	24 pz/pcs
512005	cm 5 x m 9,14	12 pz/pcs
512007	cm 7,5 x m 9,14	6 pz/pcs
512101	cm 1,25 x m 5	36 pz/pcs
512102	cm 2,5 x m 5	24 pz/pcs
512105	cm 5 x m 5	12 pz/pcs
512107	cm 7,5 x m 5	6 pz/pcs





# Eurofix



## Apósito de fijación adhesivo y elástico

Eurofix es un apósito tipo vendaje en red de poliéster, adhesivo y elástico, altamente transpirable.

Es muy suave, altamente hipoalergénico y no irrita la piel. Su elasticidad permite la máxima adaptabilidad del apósito a la piel y a partes anatómicas irregulares del cuerpo, asegurando la mayor permeabilidad a la humedad y al vapor de agua y la correcta fijación del apósito. El agua o las secreciones no debilitan la masa adhesiva especial de Eurofix, por lo tanto, el vendaje mantiene intacta sus características de fijación originales.

La cuadrícula azul impresa, precortada, protege el lado adhesivo.

Eurofix ha sido especialmente diseñado para una fácil fijación primaria de apósitos y para ayudar a un corte exacto de la cinta en la medida requerida.



Apósito de fijación  
adhesivo y elástico

# Eurofix

## Beneficios

- Fáciles de quitar para evitar trauma de la piel. No desprende residuos de pegamento.
- Altamente hipoalergénicos y transpirable.
- Fácil de aplicar en articulaciones y contornos irregulares del cuerpo, no restringe o limita el movimiento.
- Radiotransparente, gran permeabilidad al aire y al vapor de agua.
- Suave para la piel.

## Uso previsto

- Ideal para la fijación de cualquier tipo de apósito, catéteres y cánulas.



artículo	♀ medidas	♀ pkg.
715001	cm 5 x m 10	1 pz/pcs
715002	cm 10 x m 10	1 pz/pcs
715003	cm 15 x m 10	1 pz/pcs
715004	cm 20 x m 10	1 pz/pcs
715006	cm 30 x m 10	1 pz/pcs



Libre de látex



Conformable




Transpirable



Piel delicada

Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy  
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 [eurofarm-spa.com](http://eurofarm-spa.com)

 **eurofarm**<sup>®</sup>  
ADVANCED MEDICAL DEVICES



# Euroderm roll



Apósito de fijación compuesto de una película de poliuretano transparente, muy flexible e impermeable a líquidos y bacterias

Euroderm roll es una película en cinta de poliuretano, adhesiva, transparente, impermeable y altamente transpirable.

Muy flexible y adaptable a partes irregulares del cuerpo, muy fácil de cortar en cualquier medida requerida.

Euroderm roll es impermeable a los líquidos y a las bacterias.

Diseñado para una fácil fijación de apósitos primarios, permite que la piel respire.

El papel de silicona pre cortado proporciona protección para el lado adhesivo y facilita la remoción.

Euroderm roll es libre de látex.



Apósito de fijación compuesto de una película de poliuretano

# Euroderm roll

## Beneficios


- Fáciles de quitar para evitar trauma de la piel. No libera residuos de pegamento.
- Reduce el riesgo de infecciones secundarias por microorganismos.
- Permeable al vapor.
- Impermeable a los líquidos y a las bacterias.
- Adaptable y flexible a partes anatómicas irregulares.
- El soporte transparente permite un monitoreo continuo de la herida, limitando la necesidad de cambio de apósito.
- Asegura una adherencia óptima a todo tipo de apósito primario.
- Altamente transpirable.
- Resistente al agua. Ofrece al paciente la oportunidad de realizar actividades de higiene diaria.

## Uso previsto

- Fijación de apósitos primarios.
- Fijación de catéteres y cánulas.
- Otorga la protección de la piel, ideal cuando se utilizan bolsas de drenaje y bolsas de ostomía.

## Contraindicaciones

- Euroderm roll no debe utilizarse directamente sobre la piel lesionada.



artículo	medidas	pkg.
715600	cm 2,5 x m 10	408 pz/pcs
715601	cm 5 x m 10	204 pz/pcs
715602	cm 10 x m 10	102 pz/pcs
715603	cm 15 x m 10	72 pz/pcs
715604	cm 20 x m 10	52 pz/pcs



Libre de látex



Conformable



Transpirable


Eurofarm Spa Zona Industriale di Piano Tavola, 95032 Belpasso (CT) Italy  
phone +39 095 391346 • fax +39 095 391507 [eurofarm-spa.com](http://eurofarm-spa.com)

 **eurofarm**<sup>®</sup>  
ADVANCED MEDICAL DEVICES



## Euroderm

Apósito estéril transparente adhesivo, hecho de una película altamente resistente de poliuretano



## Euroderm I.V.

Apósito estéril transparente de película de poliuretano, para la fijación de cánulas y vías intravenosas



## Euroderm I.V. R

Apósito para vías intravenosas, compuesto de una película de poliuretano altamente resistente y flexible, reforzado con un soporte no tejido de poliéster





# Euroderm

Apósito adhesivo estéril transparente, hecho de una fina película de poliuretano altamente resistente. Estirable, hipoalergénico y radiotransparente. Euroderm es a prueba de agua y bacterias, pero permeable al vapor de humedad de ésta y al oxígeno, garantiza una excelente velocidad de transmisión al vapor de agua, creando un ambiente ideal para la cicatrización y reduciendo el riesgo de maceración de la piel.

Es fácil de quitar de una manera no traumática, no libera residuos de adhesivo en la piel.

La alta adaptabilidad del soporte permite una fácil aplicación sobre las articulaciones y los contornos del cuerpo.

Su transparencia permite monitorización continua de la herida sin tener que retirar el apósito.

El soporte impermeable de poliuretano de Euroderm, permite a los pacientes la oportunidad de darse baños y duchas regulares.

Euroderm puede dejarse en su lugar por períodos superiores de tiempo. Es libre de látex.

**Uso:** para la protección de sitio de inserción de catéter venoso y arterial u otros dispositivos percutáneos, quemaduras de 1er y 2do grado, proteger la piel con riesgo de decúbito o sitios de enrojecimiento por inmovilización prolongada. Fijación secundaria de otros apósitos.



artículo	medidas	pkg.
717505	cm 4 x cm 5	100 pz/pcs
717507	cm 6 x cm 7	100 pz/pcs
717510	cm 10 x cm 10	50 pz/pcs
717512	cm 10 x cm 12	50 pz/pcs
717520	cm 15 x cm 20	10 pz/pcs
717521	cm 20 x cm 25	100 pz/pcs
717522	cm 20 x cm 30	100 pz/pcs
717525	cm 10 x cm 25	10 pz/pcs



Libre de látex



Barrera contra bacterias impermeable



Probado dermatológicamente



Transpirable

Apósito estéril transparente adhesivo, hecho de una película altamente resistente de poliuretano

## Euroderm I.V.

Euroderm I.V. es un apósito de película transparente de poliuretano para la fijación de catéteres y vías intravenosas. A prueba de agua y bacterias, pero permeable al vapor de agua y oxígeno, garantiza una excelente velocidad de transmisión de vapor de agua, reduciendo el riesgo de maceración de la piel.

Su transparencia permite la observación del sitio de punción sin tener que quitarlo. La película de poliuretano altamente flexible y resistente proporciona mayor comodidad al paciente.

El corte longitudinal facilita la aplicación de la fijación, así como la protección de la inserción de vías y catéteres venosos.

El soporte de poliuretano impermeable permite al paciente realizar actividades de higiene regular.

El vendaje se puede quitar de manera no traumática y sin el desprendimiento de residuos de adhesivo.

Euroderm I.V. es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
717550	cm 6 x cm 7	100 pz/pcs
717552	cm 8 x cm 9	100 pz/pcs
717560	cm 10 x cm 12	50 pz/pcs



Transpirable



Probado dermatológicamente



Barrera contra las bacterias, impermeable



Libre de látex



Apósito de película de poliuretano altamente resistente y flexible,  
reforzado con un soporte no tejido de poliéster

# Euroderm I.V. R

Película de poliuretano altamente flexible y resistente, reforzada con un soporte de tela de poliéster no tejida como fuerza adicional para asegurar fijación confiable de catéteres, vías y dispositivos intravasculares. La tela no tejida reforzada de poliéster proporciona una fijación excelente, mediante la distribución en una superficie altamente resistente de la energía generada por los catéteres centrales, periféricos de infusión y tubos, reduciendo así el riesgo de remoción accidental de dispositivos.

A prueba de agua y bacterias, pero permeable al vapor de la misma y al oxígeno, garantiza una excelente velocidad de transmisión de vapor de agua, reduciendo el riesgo de maceración de la piel.

Su transparencia permite la observación del sitio de punción sin tener que quitarlo. Euroderm I.V. R viene con 2 bandas útiles para fijación y para transcripción de la fecha de inserción y para aumentar el anclaje del dispositivo.

- Fijación confiable y segura para dispositivos intravasculares.
- Transparente para fácil monitoreo del sitio de inserción.
- Tasa de transmisión de vapor permite que la humedad de la piel no se evapore.
- Fácil de aplicar incluso al usar guantes.

Euroderm I.V. R es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
717570	cm 5 x cm 5,7	100 pz/pcs
717571	cm 8 x cm 9	100 pz/pcs
717572	cm 8,5 x cm 11,5	100 pz/pcs
717573	cm 10 x cm 12	100 pz/pcs



Libre de látex



Barrera contra las bacterias, impermeable



Probado dermatológicamente



Transpirable




# Euroderm plus



Apósito postoperatorio de poliuretano transparente, con compresa central absorbente

# Euroderm I.V. plus



Kit estéril para la administración segura y funcional de sitios de inserción y vías intravenosas





# Euroderm plus

Euroderm plus es un apósito postoperatorio con una película transparente de poliuretano y con una compresa central absorbente.

La compresa absorbente y no adherente absorbe el exudado, minimizando el riesgo de maceración de la piel y permite una eliminación indolora del apósito.

La transparencia de la película permite la observación de los exudados sin tener que retirar el apósito. La película delgada es muy resistente pero flexible.

Se adapta a todos los contornos del cuerpo y garantiza una excelente velocidad de transmisión de vapor, creando un ambiente ideal para la cicatrización de heridas. Por otra parte, la película protege la herida de bacterias y la contaminación de virus.

Euroderm plus es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
717600	cm 5 x cm 7	100 pz/pcs
717601	cm 6 x cm 7	100 pz/pcs
717602	cm 6 x cm 9	50 pz/pcs
717603	cm 10 x cm 10	50 pz/pcs
717604	cm 12 x cm 7	50 pz/pcs
717605	cm 15 x cm 8	50 pz/pcs
717606	cm 10 x cm 20	50 pz/pcs
717607	cm 10 x cm 25	50 pz/pcs
717608	cm 10 x cm 30	50 pz/pcs
717609	cm 10 x cm 35	50 pz/pcs



Libre de látex



Bajo exudado



Barrera contra las bacterias, impermeable



Probado dermatológicamente



Transpirable

Apósito postoperatorio  
Kit estéril dirigido a la gestión segura y funcional de sitios de inserción  
Euroderm I.V. plus

# Euroderm I.V. plus

Euroderm I.V. plus es un kit estéril para un manejo seguro y funcional de los sitios de inserción y vías intravenosas. Está compuesto por un apósito de película de poliuretano estéril con una compresa central absorbente, una compresa extra anti decúbito y una banda en poliéster para la fijación de los tubos.

El corte a lo largo permite una posición segura de cánulas y catéteres. Euroderm I.V. plus es extensible, transparente, impermeable a líquidos y bacterias, pero permeable al vapor, radiotransparente, hipoalergénico, fácil de quitar de la piel de manera no traumática.

No libera residuos de adhesivo en la piel. La compresa altamente absorbente y no adherente retiene exudado, minimizando el riesgo de maceración de la piel. La compresa de prevención de ampollas de presión se puede colocar debajo del tubo, para mayor comodidad del paciente. La banda adhesiva en tela no tejida de poliéster permite la sujeción del set de infusión con el fin de garantizar una mayor seguridad contra el desprendimiento de la aguja.

El apósito mantiene un nivel ideal de humedad del microambiente de la herida y promueve la curación. El apósito transparente permite mantener visible el sitio de inserción y controla el microambiente de la herida.

**Uso:** para ser utilizado en la fijación de catéteres y vías intravenosas.  
Euroderm I.V. plus es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
717620	cm 9 x cm 8	100 pz/pcs



Transpirable



Probado dermatológicamente



Barrera contra las bacterias, impermeable



Bajo exudado



Libre de látex



# Euroderm plus

## Apósito postoperatorio

### Descripción

- Apósito protector radiotransluciente y transparente para heridas de secreción ligera a moderada
- Hecho de poliuretano a prueba de virus, bacterias y agua, recubierto con película de adhesivo hipoalergénico.
- El papel de soporte de película de poliuretano es troquelado con poca presión en un marco exterior y la ventana central para fácil aplicación.
- Esterilizado con gas de óxido de etileno, con una compresa central no adherente.

### Beneficios

- Mantiene el estado imperturbable de la herida.
- Muy fácil de aplicar. Proporciona el ambiente húmedo de la herida para mejorar la cicatrización y disminuir el dolor.
- Paciente puede ducharse sin riesgo.
- El estilo del marco en poliuretano permite a las heridas respirar y al vapor de agua escapar, protegiendo la piel contra maceración. Lo que trae como beneficio, dejar el apósito en su lugar por 5 días y minimizar la interferencia con el sitio de la

herida.

### Indicación

- Apósito primario para heridas y secundario para la gestión de heridas de secreción ligera a moderada.
- Fijación de catéteres I.V.
- Cobertura antibacteriana de las heridas y resistencia al agua.
- Apósitos postoperatorios para proteger heridas

# Linea Aloe

## Línea de productos Aloe Vera

### ○ Longfix aloe

Apósito continuo adhesivo con compresa central absorbente de Aloe Vera

### ○ Eurostrips aloe

Tiras de polietileno con compresa central de Aloe Vera

# Longfix aloe

Apósito de longitud continua adhesiva con una compresa central absorbente de Aloe Vera.

Adecuado para pieles sensibles.

Cualquier herida menor necesita un apósito adecuado para ayudar a la cicatrización.

La tecnología de compresa de Aloe Vera promueve la curación y es capaz de realizar una excepcional acción epitelizadora y antiséptica.



Con Aloe



Libre de látex



Bajo exudado



Promueve la curación

artículo	medidas	pkg.	cod. paraf	cod. ean
861002	m 0,5 x cm 6	1 pz/pcs.	 A970434155	 8 057681 909476
861003	m 0,5 x cm 8	1 pz/pcs.	 A970434167	 8 057681 909483
861005	m 1 x cm 6	1 pz/pcs.	 A970434179	 8 057681 909506
861006	m 1 x cm 8	1 pz/pcs.	 A970434181	 8 057681 909513

# Eurostrips aloe

Tira de polietileno con una compresa central absorbente de Aloe Vera. Adecuado para pieles sensibles. Cualquier herida menor necesita un apósito adecuado para ayudar la cicatrización.

La tecnología de compresa Aloe Vera promueve la curación y es capaz de realizar una excepcional acción epitelizante y antiséptica.


Está indicado para primeros auxilios, para la curación de heridas pequeñas en dedos y otras partes del cuerpo.



artículo	medidas	pkg.	cod. paraf	cod. ean
826051	mm19 x mm72	20 pz/pcs.	 A970177301	 8 057681 909407
826056	mm19 x mm72 mm25 x mm72	20 pz/pcs.	 A971060114	 8 057681 909773
826055	variado	20 pz/pcs.	 A971060090	 8 057681 909766



 **eurofarm**<sup>®</sup>  
ADVANCED MEDICAL DEVICES




## Eurostrips

Apósitos adhesivos de primeros auxilios con compresa central absorbente



## Eurostrips injection

Dispensador de apósitos en tiras precortadas para primeros auxilios color piel, de tela no tejida, fácil de cortar



## Eurostrips emo

Apósitos en tiras hemostáticos y adhesivo con compresa central superabsorbente





# Eurostrips

Eurostrips es una gran familia de apósitos de primeros auxilios con compresa central absorbente.

Versiones estéril y no estéril están disponibles.

Eurostrips también está disponible en diferentes tamaños y formatos:

- Polietileno color piel.
- Película de polietileno transparente.
- Tela blanca de poliéster no tejido.
- Tela no tejida de papel color piel.

Envueltas individualmente.

Eurostrips es libre de látex.



	artículo		medidas	pkg.
No tejido color piel	no estéril	estéril		
	726001	726201	mm 19 x mm 72	1000 pz/pcs
	726002	726202	mm 25 x mm 72	1000 pz/pcs
	726003	726203	mm 31 x mm 72	1000 pz/pcs
	726051	726251	mm 19 x mm 72	100 pz/pcs
	726052	726252	mm 25 x mm 72	100 pz/pcs
Red blanca elástica no tejida (100% poliéster)	731001	731201	mm 19 x mm 72	1000 pz/pcs
	731002	731202	mm 25 x mm 72	1000 pz/pcs
	731003	731203	mm 31 x mm 72	1000 pz/pcs
	731061	731261	mm 19 x mm 72	100 pz/pcs
	731062	731262	mm 25 x mm 72	100 pz/pcs
	731063	731263	mm 31 x mm 72	100 pz/pcs
	731077	731277	mm 40 x mm 40	100 pz/pcs
PE color piel	724001	724201	mm 19 x mm 72	1000 pz/pcs
	724002	724202	mm 25 x mm 72	1000 pz/pcs
	724003	724203	mm 31 x mm 72	1000 pz/pcs
	724016	-----	mm 40 x mm 40	500 pz/pcs
	724017	-----	Ø mm 22	1000 pz/pcs
	724051	724251	mm 19 x mm 72	100 pz/pcs
	724052	724252	mm 25 x mm 72	100 pz/pcs
	724053	724253	mm 31 x mm 72	100 pz/pcs

Otros formatos disponibles a pedido



Libre de látex



Hipoalergénico



Elástico



Transpirable

Apósitos adhesivos de primeros auxilios con compresa  
central absorbente

Dispensador de apósitos en tiras precortadas para  
primeros auxilios color piel, de tela no tejida, fácil de cortar

# Eurostrips injection

Dispensador con 250 tiras precortadas de primeros auxilios, de tela no tejida en color piel,  
fácil de cortar gracias a su formato.

Ofrece garantías seguras de hipoalergenicidad evitando la irritación de la piel.

Compresa central no adherente y absorbente que no se adhiere a la herida, gracias a la capa de red  
de polietileno que permite la remoción sin dolor.

Eurostrips injection no irrita la piel, es radiotransparente y permeable al aire.

Eurostrips injection es libre de látex.

Transpirable

Elástico

Hipoalergénico

artículo	medidas	pkg.
726124	mm 40 x mm 20	250 pz/pcs



## Apósito en tira adhesiva hemostática con compresa central superabsorbente

# Eurostrips emo

Eurostrips emo es una familia de tiras hemostáticas disponibles en varias medidas y formatos. Disponibilidad en envasado estéril y no estéril.

La compresa central está compuesta por fibras súper absorbentes, que inmediatamente después de la absorción de sangre aumentan su volumen de manera rápida, por lo tanto, efectúan una acción compresiva sobre la herida deteniendo rápidamente el sangrado.

Eurostrips emo es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
724281	mm 19 x mm 72 (en PE)	100 pz/pcs
724282	mm 25 x mm 72 (en PE)	100 pz/pcs
724283	mm 31 x mm 72 (en PE)	100 pz/pcs
724271	mm 40 x mm 40 (en PE)	100 pz/pcs
731284	mm 40 x mm 40 (en poliéster difuminado)	100 pz/pcs

Otros formatos disponibles a pedido



Libre de látex



Hipoalergénico



Elástico




Transpirable



Hemostático



# Enterafix



## Apósito para la fijación de sondas nasogástricas

Enterafix es un apósito adhesivo en tela no tejida color piel, poroso y conformable, constituido por un soporte en fibra de celulosa para la fijación de sondas nasogástricas, utilizadas para la alimentación enteral. La elasticidad permite una aplicación fácil y una alta adaptabilidad.

Enterafix tiene excelentes propiedades de adherencia, dando por resultado una larga duración del apósito sin causar dolor en la remoción, aún de la piel más delicada.

No deja residuo alguno de adhesivo después de la remoción.

No irrita la piel.

Permeable al aire y al vapor de agua.

Radiotransparente.

Enterafix es libre de látex.

Apósito para la fijación de sondas nasogástricas

# Enteralfix



artículo		medidas	pkg.
	no estéril	estéril	
724501	724551	mm 62 x mm 50	100 pz/pcs
724502	724552	mm 37,2 x mm 30	100 pz/pcs

## Uso:

Fijación de tubos nasogástricos para alimentación enteral

Libre de látex




Hipoalergénico



Transpirable






## Longbend

Apósito adhesivo continuo con una compresa central no adherente y altamente absorbente



## Longfix

Apósito adhesivo de longitud continua en tela no tejida blanca con compresa central absorbente



## Longfix metal

Apósito de longitud continua en tela no tejida, con una compresa central aluminizada no adherente y altamente absorbente





# Longbend

La excelente calidad de las fibras especiales que constituyen la compresa absorbente, reduce la adherencia del apósito a la herida y permite una rápida absorción. Long bend está disponible en tela no tejida color piel con masa adhesiva de poliacrílico.

100 % algodón rígido en color piel con masa adhesiva de óxido de zinc.

Elástico de algodón/poliamida con masa adhesiva de óxido de zinc.

Longbend es agradable para la piel y permeable al aire.

Se puede cortar en el tamaño preferido.

Longbend está disponible en una amplia gama de medidas.

Longbend es libre de látex.



artículo			medidas	pkg.
Tela no tejida	Tela color piel	Tela elástica		
736001	738001	741001	4 cm x 0,5 m	36 pz/pcs
736002	738002	741002	6 cm x 0,5 m	36 pz/pcs
736003	738003	741003	8 cm x 0,5 m	36 pz/pcs
736004	738004	741004	4 cm x 1 m	36 pz/pcs
736005	738005	741005	6 cm x 1 m	36 pz/pcs
736006	738006	741006	8 cm x 1 m	36 pz/pcs
736007	738007	741007	4 cm x 5 m	132 pz/pcs
736008	738008	741008	6 cm x 5 m	90 pz/pcs
736009	738009	741009	8 cm x 5 m	72 pz/pcs



Libre de látex

# Apósito de longitud continua en tela no tejida de poliéster con una compresa central no adherente y altamente absorbente

## Longfix

Longfix es amistoso con la piel y permeable al aire, permite un ajuste cómodo del apósito a la misma y a otros contornos particularmente irregulares del cuerpo, asegurando la más alta permeabilidad a la humedad.

El apósito se puede cortar en el tamaño requerido.

Longfix es conveniente como barrera antimicrobiana para heridas menores y abrasiones en general.

Longfix es libre de látex

artículo	medidas	pkg.
740001	cm 4 x m 0,5	36 pz/pcs
740002	cm 6 x m 0,5	36 pz/pcs
740003	cm 8 x m 0,5	36 pz/pcs
740004	cm 4 x m 1	36 pz/pcs
740005	cm 6 x m 1	36 pz/pcs
740006	cm 8 x m 1	36 pz/pcs
740007	cm 4 x m 5	132 pz/pcs
740008	cm 6 x m 5	90 pz/pcs
740009	cm 8 x m 5	72 pz/pcs
740056	cm 6 x m 25	20 pz/pcs
740058	cm 8 x m 25	16 pz/pcs



Promueve la curación



Bajo exudado



Libre de látex



# Longfix metal

Longfix metal es un apósito de longitud continua en tela no tejida, con una compresa central no adherente y altamente absorbente. La excelente calidad de la capa aluminizada de la compresa reduce la adherencia del apósito a la herida y permite la buena transpiración de la piel, también una rápida absorción de sangre y exudados en el apósito, por lo tanto, mantiene seca la superficie de la herida. Longfix metal es amistoso a la piel y permeable al aire, permitiendo un ajuste cómodo del apósito a la misma y otras zonas anatómicamente irregulares del cuerpo, asegurando la más alta permeabilidad a la humedad.

El apósito puede ser cortado en el tamaño requerido, actúa como barrera de bacterias para heridas leves y raspaduras en general.

Promueve la curación.

Longfix metal es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
740101	cm 4 x m 0,5	36 pz/pcs
740102	cm 6 x m 0,5	36 pz/pcs
740103	cm 8 x m 0,5	36 pz/pcs
740104	cm 4 x m 1	36 pz/pcs
740105	cm 6 x m 1	36 pz/pcs
740106	cm 8 x m 1	36 pz/pcs
740107	cm 4 x m 5	132 pz/pcs
740108	cm 6 x m 5	90 pz/pcs
740109	cm 8 x m 5	72 pz/pcs
740156	cm 6 x m 25	20 pz/pcs
740158	cm 8 x m 25	16 pz/pcs



Libre de látex




Promueve la curación



Bajo exudado



# Eurosuture



## Tiras de sutura adhesivas estériles

Eurosuture son tiras adhesivas estériles para suturas de piel, resistente a la tracción y a las tensiones, conformable, hecho de tela no tejida reforzada en poliéster y poliamida.

Es no tóxico, altamente transpirable e hipoalergénico, excluyendo la irritación de la piel.

Pueden ser utilizados para reemplazar a la sutura tradicional en todas las heridas lineales sometidas a baja tensión de la piel, reduciendo el riesgo de infección, eliminando las antiestéticas señales de las punciones de la sutura y minimizando la formación de cicatrices.

Gracias a los bordes redondeados únicos de la tira, Eurosuture, no forma arrugas, evitando el desprendimiento prematuro de los bordes de la herida.

Empacado sobre un papel de soporte para una fácil aplicación.

Eurosuture es libre de látex.



# Eurosuture



artículo	medidas	pkg.
717410	mm 3 x mm 75 (5 tiras)	50 piezas (250 tiras)
717420	mm 6 x mm 38 (6 tiras)	50 piezas (300 tiras)
717430	mm 6 x mm 75 (3 tiras)	50 piezas (150 tiras)
717440	mm 6 x mm 100 (10 tiras)	50 piezas (500 tiras)
717450	mm 13 x mm 100 (6 tiras)	50 piezas (300 tiras)
717460	mm 25 x mm 100 (4 tiras)	50 piezas (200 tiras)

## Propiedades y beneficios

- Transpirable, poroso, puede usarse en áreas irregulares del cuerpo o donde se producen la flexión y el movimiento.
- Efecto descolorado para un aspecto estéticamente agradable.
- Elimina marcas para un mejor resultado cosmético, a diferencia de las suturas o grapas.
- Rápido y fácil de aplicar para ahorrar tiempo.
- Utiliza un adhesivo hipoalérgico.
- Disponible en una variedad de tamaños para satisfacer sus necesidades. Bordes redondeados ayudan a prevenir el desenrollado, ondulaciones o arrugas.

Disponible en bolsas selladas esterilizada con O.E.

## Usos

- Para uso en las zonas altamente contorneadas del cuerpo con movimientos musculoesqueléticos como las articulaciones.
- Proporciona apoyo tras la remoción precoz de la sutura o de la grapa.
- Útil para soporte de heridas postoperatorias y después de retirar la sutura.

## Para su uso en

- Salas de emergencia.
- Salas de operaciones.
- Clínicas y consultorios médicos.



Probado dermatológicamente




Libre de látex




Hipoalérgico






# Eurodressing



Eurodressing es un apósito estéril hipoalergénico absorbente en tela no tejida

# Eurodressing metal



Apósitos primarios estériles, hipoalergénicos y aluminizados con capa central altamente absorbente





# Eurodressing

Eurodressing es un apósito de tela no tejida absorbente, estéril e hipoalergénico.

Eurodressing está formado por 3 capas:

Dos capas externa e interna 100% de polietileno, compuesta de una red abierta para una rápida absorción.

Una capa absorbente 100% viscosa en el medio.

- Particularmente utilizado en cirugía para el tratamiento de heridas, abrasiones, úlceras, escaras de decúbito y en caso de medicación especial en lugar de la gasa simple.
- La preparación facilita la absorción de la sangre y secreciones y no requiere un cuidado particular cuando es sustituido, mientras que la gasa estándar requiere un retiro lento y gradual, ya que se adhiere a la herida.
- Eurodressing es libre de látex



artículo	medidas	pkg.
722001	cm 5 x cm 5	100 pz/pcs
722002	cm 5 x cm 7,5	100 pz/pcs
722003	cm 10 x cm 10	50 pz/pcs
722004	cm 10 x cm 20	50 pz/pcs



Libre de látex



Hipoalergénico



Bajo exudado



Transpirable

Apósito primario estéril, hipoalergénico, aluminizado con capa central altamente absorbente de fibras de viscosa

## Eurodressing metal

Eurodressing metal es un apósito primario estéril compuesto por 3 capas:

- 100 % polietileno aluminizado, capa contacto con la herida, red abierta, no adherente para una rápida absorción.
- 100 % polietileno, capa externa.
- 100 % viscosa absorbente de fibras en el medio.
- Eurodressing metal no se adhiere a la herida gracias a su capa no adherente particular. El aluminizado central permite una rápida cicatrización y actúa como barrera contra las bacterias.
- Eurodressing metal es hipoalergénico, radiotransparente, permeable al aire y permite la transpiración de la piel con una eliminación sin dolor.
- Para ser utilizados como barrera mecánica contra las bacterias y para mantener el microambiente de heridas, úlceras de las partes bajas del cuerpo, quemaduras y abrasiones de la piel en general.
- Eurodressing metal se suministra en una amplia gama de medidas con bordes redondeados, disponibles en envoltura individual y listos para usar.
- Individualmente empaquetado en un sobre y esterilizado por gas de O.E.
- Eurodressing metal es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
722300	cm 5 x cm 5	100 pz/pcs
722301	cm 5 x cm 7,5	100 pz/pcs
722302	cm 10 x cm 8	50 pz/pcs
722303	cm 10 x cm 10	50 pz/pcs
722304	cm 10 x cm 12	50 pz/pcs
722305	cm 10 x cm 20	50 pz/pcs





## Euoptical oclusivo

Apósito ocular estéril de tela no tejida, listo para su uso, con una compresa oclusiva



## Euoptical non oclusivo

Apósito ocular estéril de tela no tejida blanca con compresa absorbente, no oclusiva



## Tampone oculare

Compresa ocular anatómica estéril y no-adhesiva para ojos





# Europtical occlusivo

Europtical occlusivo es un apósito ocular estéril para los ojos de tela no tejida y listo para usar, con una compresa oclusiva, ideal para la corrección de estrabismo, para la profilaxis y el tratamiento de la ambliopía. La cobertura del material es altamente porosa de tela no tejida.

Conserva las funciones fisiológicas de la piel y reduce el riesgo de maceración. Además, la alta permeabilidad al aire y al vapor de agua evita la congestión de calor en la cavidad del ojo.

Su forma anatómica permite las aplicaciones fáciles y precisas, incluso cuando se usan debajo de lentes. La compresa en el área central del apósito está compuesta por fibras de celulosa especial y de una capa oclusiva negra, haciendo a Europtical occlusivo impenetrable por la luz y permitiendo una terapia ortoptista apropiada. Muy tolerable por el paciente sin sacrificar el elemento estético.

Europtical occlusivo es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
717200	cm 5,2 x cm 6,4	50 pz/pcs
717201	cm 5,7 x cm 8,2	50 pz/pcs
717202	cm 8,5 x cm 11	50 pz/pcs



Libre de látex



Listo para usar

# Euoptical non oclusivo

Apósito ocular estéril de tela no tejida blanca, absorbente con compresa no oclusiva.

Es ideal para la protección postoperatoria del ojo.

El material altamente poroso de tela no tejida conserva las funciones fisiológicas de la piel y reduce el riesgo de maceración. Además, la alta permeabilidad al aire y al vapor de agua evita la congestión de calor en la cavidad del ojo.

Su forma anatómica permite aplicaciones fáciles y precisas, incluso cuando se usan debajo de lentes. Asegura remoción atraumática.

Euoptical non oclusivo es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
717210	cm 5,2 x cm 6,4	50 pz/pcs
717211	cm 5,7 x cm 8,2	50 pz/pcs
717212	cm 8,5 x cm 11	50 pz/pcs



Apósito ocular estéril y anatómico

# Tampone oculare

Compresa ocular estéril y no adhesiva, especialmente indicado para profilaxis y tratamiento ocular.

La forma anatómica permite una fácil y correcta aplicación. La compresa especial de fibras de celulosa, ofrece protección, alta absorción y comodidad para el paciente.

Previene la formación de sudor en la herida y permite la transpiración de la piel. El borde se adhiere a lo largo de toda la circunferencia de la plataforma, evitando así la fuga de exudado.

Tampone oculare está indicado para la protección ocular en intervenciones postoperatorias, heridas corneales o medicación de todo tipo.

Europtical tampone oculare es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
717240	cm 5,2 x cm 6,4	50 pz/pcs
717241	cm 5,7 x cm 8,2	50 pz/pcs
717242	cm 8,5 x cm 11	50 pz/pcs
717243	cm 7 x cm 8,5	50 pz/pcs




Libre de látex



Listo para usar




# Tracheopad



Apósito aluminizado de tela no tejida, especialmente diseñado para su uso en traqueostomías

# Drenapad



Apósito aluminizado de tela no tejida, especialmente diseñado para fijación de catéteres de infusión y drenajes





# Tracheopad


Tracheopad es un apósito en tela no tejida aluminizada, especialmente diseñado para su uso en traqueostomías, nefrostomías y drenajes de gran calibre. El agujero central tiene un radio que oscila entre 12mm y 20mm, permitiendo un ajuste perfecto alrededor del tubo de traqueostomía, asegurando el máximo confort al paciente. La excelente calidad de la capa aluminizada en contacto con la herida desempeña una función de curación y reduce la adherencia del apósito a la piel o al tubo de traqueostomía, reduciendo al mínimo el trauma para el paciente durante la extracción. Además, la alta porosidad de ésta capa permite la buena transpiración de la piel, con una rápida absorción de sangre y exudados en el apósito, en consecuencia, mantiene la superficie de la herida seca.

Tracheopad actúa como una barrera mecánica confiable contra la contaminación bacteriana.

Tracheopad es libre de látex.

## Características y beneficios

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Buen drenaje.
- Asegura la comodidad del paciente.
- Rápida absorción del exudado.
- Fácil de poner y quitar.
- No se adhiere a la herida, facilitando el retiro atraumático del apósito.



artículo	medidas	pkg.
717310	cm 8 x cm 9,3	100 pz/pcs
717320	cm 8 x cm 9,3	50 pz/pcs



Libre de látex



Barrera mecánica contra bacterias  
y a prueba de agua



Bajo exudado

# Drenapad

Drenapad es un apósito aluminizado de tela no tejida, especialmente diseñado para su uso en heridas pequeñas y de calibre medio, producidas por catéteres de infusión y drenaje, o alrededor de la sutura. El agujero central tiene un radio que oscila entre 5mm y 12mm, permitiendo un ajuste perfecto alrededor del tubo de drenaje, garantizando el máximo confort para el paciente.

La excelente calidad de la capa aluminizada en contacto con la herida reduce la adherencia del apósito a la piel. Minimiza el trauma para el paciente durante la remoción.


Además, la alta porosidad de esta capa permite la buena transpiración de la piel, resultando en una rápida absorción de la sangre y exudados en el apósito, por lo tanto, mantiene la superficie de la herida seca. Drenapad actúa como una barrera confiable contra la contaminación bacteriana.

Drenapad es libre de látex.

## Características y beneficios

- Permeable al aire y al vapor de agua.
  - Buen drenaje.
  - Suave y adaptable.
- Asegura la comodidad del paciente.
  - Fácil de poner y quitar.
- No se pega a la herida, facilitando el retiro atraumático del apósito

artículo	medidas	pkg.
717300	cm 6 x cm 7	50 pz/pcs



Bajo exudado



Barrera mecánica contra bacterias  
y a prueba de agua



Libre de látex



# Tracheopad

Apósito aluminizado de tela no tejida, especialmente diseñado para su uso en traqueotomías

## Características y beneficios

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Buen drenaje.
- Asegura la comodidad del paciente.
- Rápida absorción del exudado.
- Fácil de poner y quitar.
- No se adhiere a la herida, facilitando el retiro atraumático del apósito

# Drenapad


Apósito en tela no tejida aluminizada, especialmente diseñado para su uso en traqueotomías, nefrostomías y drenajes de gran calibre

## Características y beneficios

- Permeable al aire y al vapor de agua.
- Buen drenaje.
- Suave y adaptable.
- Asegura la comodidad del paciente.
- Fácil de poner y quitar.
- No se adhiere a la herida, facilitando el retiro atraumático del apósito



# Euroathletic® sport tape



Cinta rígida con óxido de zinc para vendaje funcional y deportivo

Euroathletic sport tape es una cinta rígida inelástica, para el vendaje funcional y deportivo en 100 % viscosa, con una masa adhesiva de óxido de zinc altamente hipoalergénica.

Proporciona una fuerte y eficaz estabilización de estructuras de articulación.

Es rasgable a mano, logrando una aplicación rápida y fácil. Indicado para vendaje funcional en lesiones de ligamentos musculares y articulaciones.

Euroathletic sport tape es libre de látex.



Cinta rígida con oxido de zinc  
para vendaje funcional y deportivo

# Euroathletic® sport tape

## Propiedades y ventajas

- Repelente al agua.
- Fuerte adherencia para una mayor duración de la aplicación del vendaje en condiciones de alto estrés.
- Fácil de aplicar.
- Fácil de rasgar con la mano en ambas direcciones.

## Uso

- Vendaje funcional para reducir los movimientos de los músculos, ligamentos y articulaciones.
- Vendaje de apoyo en caso de esguinces, luxaciones o lesiones en las articulaciones.
- Para la inmovilización ortopédica y para la fijación de férulas.
- Utilizado comúnmente en medicina deportiva.

artículo	medidas	pkg.
746032	mt 10 x cm 2,5	24 pz/pcs
746033	mt 10 x cm 3,8	18 pz/pcs
746035	mt 10 x cm 5	12 pz/pcs
746036	mt 14 x cm 2,5	48 pz/pcs
746037	mt 14 x cm 3,8	32 pz/pcs
746038	mt 14 x cm 5	24 pz/pcs
746039	mt 20 x cm 2,5	30 pz/pcs
746040	mt 20 x cm 3,8	20 pz/pcs
746041	mt 20 x cm 5	15 pz/pcs



Libre de látex



Ideal para todos los deportes



BRS 003 - REV.00



# Euroathletic® KLS



## Kinesio Lymphatic Sport

Cinta elástica adhesiva para el tratamiento y prevención natural de trauma, así como la inflamación de músculos y articulaciones

Las cintas de kinesiología son utilizadas por los médicos deportivos y fisioterapeutas para tratar dolores articulares, musculares y trastornos similares. Los músculos estiran y contraen continuamente dentro de ciertos límites.

Sin embargo, cuando se sobrepasan estos límites, los músculos bajo tensión se inflaman. Cuando un músculo está inflamado, hinchado o rígido porque está fatigado, el espacio entre la piel y el músculo se "comprime" y el resultado es una restricción en el movimiento de líquido linfático. Esta compresión implica, incluso, la presión en receptores situados debajo de la piel, resultando en dolor. Este tipo de dolor se llama "mialgia" o simplemente "dolor muscular".

Cuando se aplica correctamente, Euroathletic KLS, cinta de kinesiología, alivia el dolor y facilita el drenaje linfático a través de una acción en la piel que aumenta el espacio intersticial, reduciendo la presión sobre los ganglios linfáticos, el flujo y los receptores de dolor, debido a la formación de circunvoluciones particulares en la piel.



# Euroathletic® KLS

- Alivia el dolor • corrige la función muscular y de las articulaciones
- promueve la circulación linfática • ayuda a la rehabilitación
- cura hematomas y edemas subcutáneos pequeños

**Ventajas:** Euroathletic KLS, cinta para kinesiología, se adapta a los contornos del cuerpo y no impide el movimiento de las articulaciones, garantizando así la libertad de movimiento. Es radiotransparente, dermatofito, altamente hipoalergénico, permeable al aire y al vapor de agua, gracias a su recubrimiento especial en ondas. No contiene ningún medicamento. Promueve el drenaje linfático, facilita la reestructuración conjunta y normaliza las funciones del músculo. Puede también ser utilizado en la piscina, ya que es resistente al agua.

**Advertencias:** • Desechables, no utilice sobre piel dañada • puede causar un enrojecimiento leve de la zona en el momento de remoción. • remueva en caso de intolerancia y lave bien la zona de aplicación.

**Modo de empleo:** Para ser utilizado bajo la supervisión de un médico especialista en medicina deportiva o un fisioterapeuta.

**Frecuencia de cambio:** Puede permanecer in situ durante varios días desde el momento de aplicación, dada la alta permeabilidad y total libertad de movimiento. La frecuencia de reemplazo debe establecerse en base a la opinión del especialista.

artículo	medidas	pkg.
520305 Piel/Skin	cm 5 x m 5	1 pz/pcs
520325 Azul/Blue	cm 5 x m 5	1 pz/pcs
520335 Negro/Black	cm 5 x m 5	1 pz/pcs
520355 Rosado/Pink	cm 5 x m 5	1 pz/pcs



Libre de látex



Ideal para todos los deportes




## Eurelasto

Vendaje de elasticidad durable con óxido de zinc



## Eurelasto L

Vendaje cohesivo elástico de elasticidad durable con y sin látex



## Eurobandage

Vendaje elástico para uso universal con sujetadores





# Eurelasto

Vendaje adhesivo de elasticidad media longitudinalmente. Hecho de 100% algodón, con masa adhesiva hipoalergénica de óxido de zinc, porosamente cubierta para garantizar la máxima transpiración y tolerabilidad de la piel. Blanquecino con hilo rojo en el centro. Con suaves y lisos bordes sin recubrimiento para evitar el corte de la piel. Particularmente conveniente para la compresión permanente en el tratamiento y profilaxis de trombosis y várices compleja. También se utiliza como vendaje funcional en el tratamiento de lesiones musculares y tendinosas, esguinces y luxaciones.

Eurelasto también está disponible en:

Eurelasto H versión hospital (82% algodón y 12% poliamida), caracterizado por una mayor elasticidad.

Eurelasto F versión funcional con adhesivo sintético extra fuerte, hipoalergénico, que contiene óxido de zinc, para compresión permanente y vendajes funcionales, particularmente conveniente para deportes de contacto, artes marciales (MMA), rugby entre otros.

Eurelasto es libre de látex.



	artículo	medidas	pkg.
<b>Eurelasto</b>	508006	cm 6 x m 4,5	72 pz/pcs
	508008	cm 8 x m 4,5	72 pz/pcs
	508010	cm 10 x m 4,5	36 pz/pcs
<b>Eurelasto H</b>	508106	cm 6 x m 4,5	64 pz/pcs
	508108	cm 8 x m 4,5	64 pz/pcs
	508110	cm 10 x m 4,5	64 pz/pcs
<b>Eurelasto F</b>	508016	cm 6 x m 4,5	8 pz/pcs
	508018	cm 8 x m 4,5	8 pz/pcs
	508020	cm 10 x m 4,5	8 pz/pcs



Libre de látex



Conformable



Suave

Vendaje de elasticidad durable con oxido de zinc

Vendaje de elasticidad durable con y sin látex

# Eurelasto L

Vendaje cohesivo de elasticidad corta y duradera para fijación, soporte de apósitos de alivio. Eurelasto L viene impregnada con emulsión de látex, elástico en dirección longitudinal, sin adhesivo, capaz de fijación en sí mismo sin el uso de sujetadores. No se adhiere al cabello o a la piel.

Altamente hipoalergénico, resistente al deslizamiento, poroso, permeable al aire y transpirable, evitando el riesgo de irritación cutánea y la maceración.

Se utiliza especialmente para aplicación y fijación en partes difíciles del cuerpo (cabeza, manos, brazos, piernas y tobillos) donde se requiera.

También se utiliza como preparación postraumática de compresión, vendaje de compresión o como vendaje de fijación. Su estructura ventilada asegura un óptimo intercambio térmico y de humedad.

También está disponible en versión libre de látex.



	artículo	medidas	pkg.
<b>Eurelasto L</b>	516002	cm 2,5 x m 4	12 pz/pcs
	516004	cm 4 x m 4	12 pz/pcs
	516006	cm 6 x m 4	12 pz/pcs
	516008	cm 8 x m 4	12 pz/pcs
<b>Conformable</b>	516010	cm 10 x m 4	12 pz/pcs
	516012	cm 12 x m 4	12 pz/pcs
	516104	cm 4 x m 20	1 pz/pcs
	516106	cm 6 x m 20	1 pz/pcs
	516108	cm 8 x m 20	1 pz/pcs
<b>Suave</b>	516110	cm 10 x m 20	1 pz/pcs
	516112	cm 12 x m 20	1 pz/pcs
<b>Eurelasto LF</b>	516202	cm 2,5 x m 4	10 pz/pcs
	516204	cm 4 x m 4	10 pz/pcs
	516206	cm 6 x m 4	10 pz/pcs
	516208	cm 8 x m 4	10 pz/pcs
	516210	cm 10 x m 4	10 pz/pcs
<b>Libre de látex</b>	516212	cm 12 x m 4	10 pz/pcs
	516304	cm 4 x m 20	1 pz/pcs
	516306	cm 6 x m 20	1 pz/pcs
	516308	cm 8 x m 20	1 pz/pcs
	516310	cm 10 x m 20	1 pz/pcs
	516312	cm 12 x m 20	1 pz/pcs

Vendaje elástico con sujetadores

# Eurobandage

Vendaje elástico de poliéster y algodón para uso universal en color blanco o piel, hipoalergénico y transpirable. No desliza después de la aplicación.

Es reutilizable, resistente a la tracción y a repetidos lavados.

Para la aplicación de apósitos y protección, como un vendaje funcional en el tratamiento de lesiones musculares de la piel y tendones, esguinces, contusiones y para el tratamiento donde se requiere compresión moderada.

La textura suave garantiza la transpiración de la piel. No causa irritación. Suministrado con dos sujetadores.

Resistente a ungüentos y aceites.

Eurobandage es libre de látex.



artículo		medidas	pkg.
blanco	rosa		
519005	519105	cm 5 x m 4,5	12 pz/pcs
519007	519107	cm 7,5 x m 4,5	12 pz/pcs
519010	519110	cm 10 x m 4,5	12 pz/pcs
519012		cm 12 x m 4,5	12 pz/pcs
519015	519115	cm 15 x m 4,5	12 pz/pcs
519020	519120	cm 20 x m 4,5	12 pz/pcs

Conformable



Suave




Lavable



Libre de látex






## Flebimed short

Vendaje de compresión no adhesivo de estiramiento corto




## Flebimed media

Vendaje de compresión no adhesivo con elasticidad de estiramiento mediano



## Flebimed forte

Vendaje de compresión no adhesivo de estiramiento largo



## Flebimed bielast

Vendaje de compresión no adhesivo con elasticidad doble, a lo ancho y a lo largo





# Flebimed short

Vendaje de compresión no adherente con elasticidad corta (<40%) de algodón y poliamida, color piel, hipoalergénico y transpirable, puede ser reutilizado, resistente a repetidos estiramientos y lavado, se puede esterilizar.

Es indeformable e irrompible, se desenrolla fácilmente sin que se arrugue. El suave tejido de tela garantiza transpirabilidad y no causa irritación de la piel. Resistente a ungüentos y aceites. Con sujetadores.

Libre de látex.

**Uso:** • Como vendaje de soporte y alivio para contusiones, esguinces, luxaciones y en el caso de problemas de tendón, inmovilización de articulaciones y para evitar hematomas en el caso de lesiones musculares.

• Apto también para uso de Flebología (edema, linfedema, ulcus cruris, venas varicosas)



artículo	medidas	pkg.
527004	mt 5 x cm 4	1 pz/pcs
527006	mt 5 x cm 6	1 pz/pcs
527008	mt 5 x cm 8	1 pz/pcs
527010	mt 5 x cm 10	1 pz/pcs
527012	mt 5 x cm 12	1 pz/pcs

# Flebimed media

Vendaje de compresión elástico no adhesivo con estiramiento medio. De algodón puro, color piel, hipoalergénico y transpirable, puede volver a ser utilizado, resistente a repetidos estiramientos y lavado, se puede esterilizar.

Fácil de aplicar, es indeformable e irrompible. Permite la perfecta adherencia a diferentes formas anatómicas. Se desenrolla fácilmente sin formar pliegues. La suave armadura de tela garantiza transpirabilidad y no causa irritación de la piel. Con sujetadores.

Resistente a ungüentos y aceites. Libre de látex.

**Uso:** • Para ser utilizado en el tratamiento de la insuficiencia venosa crónica, primaria y secundaria de várices, úlceras de la pierna, edema, tromboflebitis, flebotrombosis, después de cirugía de venas, después de escleroterapia.



artículo	medidas	pkg.
527106	mt 5 x cm 6	1 pz/pcs
527108	mt 5 x cm 8	1 pz/pcs
527110	mt 5 x cm 10	1 pz/pcs
527112	mt 5 x cm 12	1 pz/pcs



Confortable



Lavable

Vendaje de compresión elástico no adherente, con valores variados de estiramiento

## Flebimed forte



Venda de compresión elástica no adherente con largo tramo de estiramiento (>170%) en algodón y poliuretano, color piel, hipoalergénico y transpirable, puede ser reutilizado, resistente a repetidos estiramientos y lavado, se puede esterilizar. Fácil de aplicar, es permanentemente elástico, no-deformable, irrompible, se desenrolla fácilmente sin formar pliegues.

El suave tejido de tela garantiza transpirabilidad y no irrita la piel. Resistente a ungüentos y aceites. Con sujetadores. Libre de látex.

**Uso:** • Vendaje de apoyo fuerte, compresión constante, ideal para el tratamiento de várices en general. • Puede utilizarse también para la prevención y tratamiento del complejo sintomático varicoso, para apoyar y sostener esguinces, dislocaciones, contusiones y fracturas ligeras.

artículo	medidas	pkg.
527206	mt 7 x cm 6	1 pz/pcs
527208	mt 7 x cm 8	1 pz/pcs
527210	mt 7 x cm 10	1 pz/pcs
527212	mt 7 x cm 12	1 pz/pcs

## Flebimed bielast



Vendaje de compresión bielástico no adherente con alto estiramiento longitudinal y transversal.

Hecho de algodón, poliamida y poliuretano, color piel, hipoalergénico y transpirable, puede ser reutilizado, resiste repetidos estiramientos y lavados, esterilizable. Con sujetadores. Indeformable e irrompible, se desenrolla fácilmente sin causar pliegues. El suave tejido de tela garantiza transpiración y no provoca irritación de la piel. Resistente a ungüentos y aceites.

**Uso:** • Vendaje de apoyo de compresión fuerte y constante, para vendajes de tratamiento postquirúrgico, ideales para el tratamiento de várices.

artículo	medidas	pkg.
527306	mt 7 x cm 6	1 pz/pcs
527308	mt 7 x cm 8	1 pz/pcs
527310	mt 7 x cm 10	1 pz/pcs
527312	mt 7 x cm 12	1 pz/pcs

• También puede usarse para la prevención y tratamiento de lesiones de trabajo y deportes, para apoyar o sostener esguinces y dislocaciones. El hecho de que se extiende en todas las direcciones lo hacen particularmente conveniente como un vendaje para articulaciones.



## Eurozinc

Vendaje rígido medicado, impregnado con pasta de óxido de zinc



## Eurozinc elast

Vendaje elástico medicado, impregnado con pasta de óxido de zinc



## Eurozinc bielast

Vendaje medicado bielástico en dos direcciones, a lo largo y a lo ancho, impregnado con pasta de óxido de zinc



## Eurozinc alginate

Vendaje semi rígido impregnado con pasta de óxido de zinc y alginato de calcio





# Eurozinc

Eurozinc es un vendaje rígido medicado. Impregnado con pasta de óxido de zinc, con extraordinarias propiedades antiinflamatorias.

Es capaz de garantizar un ambiente húmedo y no se secará durante el uso. Es fácil de aplicar y bien tolerado por la piel, adaptable a cada tipo de contorno del cuerpo. Tiene un efecto refrescante para la piel después de la aplicación.

Indicado para el tratamiento de las úlceras en extremidades inferiores causadas por insuficiencia venosa (várices, síndrome postflebítico y edema venoso), también de uso general para el tratamiento de las torsiones o como vendaje de apoyo.

Promueve la absorción de hematomas, contusiones y edemas. Cada vendaje se envuelve individualmente en una bolsa de papel de aluminio que garantiza su condición húmeda por el tiempo de vida útil.

Eurozinc es libre de látex y no puede ser esterilizado.



artículo	medidas	pkg.
507005	cm 10 x m 5	10 pz/pcs
507007	cm 10 x m 7	10 pz/pcs
507010	cm 10 x m 10	10 pz/pcs
507106	cm 8 x m 6	10 pz/pcs



Libre de látex

Vendaje medicado impregnado con pasta de óxido de zinc

## Eurozinc elast

Eurozinc elast es un vendaje elástico medicado. Impregnado con pasta de óxido de zinc, con extraordinarias propiedades antiinflamatorias. Es capaz de garantizar un ambiente húmedo y no se secará durante el uso. Fácil de aplicar y bien tolerado por la piel.

Tiene un efecto refrescante para la piel después de la aplicación. Es adaptable a cada tipo de contorno del cuerpo. Indicado para el tratamiento de las úlceras en extremidades inferiores causadas por insuficiencia venosa (várices, síndrome postflebitico y edema venoso), también de uso general para el tratamiento de las torsiones o como vendaje de apoyo.

Promueve la absorción de hematomas, contusiones y edema. Cada vendaje es envuelto individualmente en una bolsa de papel de aluminio que garantiza su condición húmeda por el tiempo de vida útil.

Eurozinc elast es libre de látex y no puede ser esterilizado.

artículo	medidas	pkg.
506005	cm 10 x m 5	10 pz/pcs
506007	cm 10 x m 7	10 pz/pcs
506010	cm 10 x m 10	10 pz/pcs



Libre de látex



Vendaje medicado impregnado con pasta de óxido de zinc

# Eurozinc bielast

Eurozinc bielast es un vendaje medicado elástico en dos direcciones, a lo largo y a lo ancho. Impregnado con pasta de óxido de zinc, con extraordinarias propiedades antiinflamatorias. Es capaz de garantizar un ambiente húmedo y no se secará durante el uso.

Fácil de aplicar y bien tolerado por la piel. Tiene un efecto refrescante para la piel después de la aplicación. Es adaptable a cada tipo de contorno del cuerpo.

Indicado para el tratamiento de las úlceras en extremidades inferiores causadas por insuficiencia venosa (várices, síndrome postflebitico y edema venoso), también de uso general para el tratamiento de las torsiones o como vendaje de apoyo. Promueve la absorción de hematomas, contusiones y edema.

Cada vendaje es envuelto individualmente en una bolsa de papel de aluminio que garantiza su condición húmeda por el tiempo de vida útil. Eurozinc bielast es libre de látex y no puede ser esterilizado

artículo	medidas	pkg.
506103	cm 6 x m 5	10 pz/pcs
506104	cm 8 x m 5	10 pz/pcs
506105	cm 10 x m 5	10 pz/pcs
506107	cm 10 x m 7	10 pz/pcs
506110	cm 10 x m 10	10 pz/pcs



Libre de látex



Vendaje medicado impregnado con pasta de óxido de zinc

# Eurozinc alginate

Eurozinc alginate es un vendaje medicado semi rígido con alginato de calcio y pasta de óxido de zinc. Refrescante y flexible. Útil para el tratamiento en la fase aguda de lesiones en articulaciones, músculos, ligamentos y tendones.

Muy fácil de aplicar y adaptable a cada tipo de contorno del cuerpo.

Eurozinc alginate también está Indicado para el tratamiento de las úlceras en extremidades inferiores causadas por insuficiencia venosa (várices, síndrome postflebitico y edema venoso), también de uso general para el tratamiento de las torsiones o como vendaje de apoyo.

Eurozinc alginate se indica también para primeros auxilios en lesiones deportivas. Las propiedades hidrocoloides aseguran un efecto refrescante por más de 4 horas.

El alginato de calcio permite un efecto de enfriamiento profundo de la piel, dando como resultado la rápida curación y más rápido alivio del dolor. Una vez seco el vendaje, se puede aumentar el efecto de enfriamiento conservando el vendaje en una nevera.

Cada vendaje se envuelve individualmente en una bolsa de papel de aluminio garantizando su condición húmeda por el tiempo de vida útil.

Eurozinc alginate es libre de látex y no puede ser esterilizado.

artículo	medidas	pkg.
506035	cm 8 x m 5	10 pz/pcs
506025	cm 10 x m 5	10 pz/pcs
506027	cm 10 x m 7	10 pz/pcs



Libre de látex






# Eurocast F



Venda de yeso sintético a base de fibra de vidrio, para la elaboración de férulas e inmovilizaciones ortopédicas

# Eurocast P



Venda de yeso sintético a base de fibra de poliéster, para la elaboración de férulas e inmovilizaciones ortopédicas





# Eurocast F

Eurocast F es una venda de yeso sintético de fibra de vidrio, excelente para elaborar férulas e inmovilizaciones ortopédicas. Está impregnada con una resina de poliuretano que es activada por el agua, proporcionando un rendimiento superlativo de moldeo para sus aplicaciones.

Eurocast F es libre de látex.



artículo	medidas	pkg.
511101	cm 2,5 x m 1,8	10 pz/pcs
511102	cm 5 x m 3,6	10 pz/pcs
511103	cm 7,5 x m 3,6	10 pz/pcs
511104	cm 10 x m 3,6	10 pz/pcs
511105	cm 12,5 x m 3,6	10 pz/pcs



Libre de látex

Soporte de fibra de vidrio para uso ortopédico

Soporte de poliéster para uso ortopédico

# Eurocast P

Eurocast P es una venda de yeso sintético de poliéster, para la elaboración de férulas e inmovilizaciones ortopédicas.

Eurocast P está compuesto de una tela ecológica de poliéster con resina de poliuretano hidroativado, proporcionando un rendimiento superlativo de moldeado para sus aplicaciones.

Eurocast P es libre de látex.

artículo	medidas	pkg.
511201	cm 2,5 x m 1,8	10 pz/pcs
511202	cm 5 x m 3,6	10 pz/pcs
511203	cm 7,5 x m 3,6	10 pz/pcs
511204	cm 10 x m 3,6	10 pz/pcs
511205	cm 12,5 x m 3,6	10 pz/pcs
511206	cm 15 x m 3,6	10 pz/pcs



Libre de látex



# Eurocast F

Soporte de fibra de vidrio para uso ortopédico

## Características:

- Tejido de alta calidad de fibra de vidrio.
- Seguro, limpio, fácil de aplicar.
- Garantía de precio bajo.

## Beneficios del paciente:

- Transpirable.
- Durabilidad.
- Buena permeabilidad del aire, evita los olores desagradables.
- Evita la irritación de la piel.

## Beneficios del usuario:

- Resina que no se pega a los dedos
- Laminación final segura.
- Radiotransparente.
- Carga de peso en 20 minutos.
- Fácil de retirar sin producir polvo.

# Eurocast P

Soporte de poliéster para uso ortopédico

## Características:


- Seguro, limpio, fácil de aplicar.
- Garantía de precio bajo.
- Respetuoso del medio ambiente (poliéster).

## Beneficios del paciente:

- Transpirable
- Alta resistencia y peso ligero
- Durabilidad
- Buena permeabilidad del aire, evita los olores desagradables.
- Evita la irritación de la piel.


## Beneficios del usuario:

- Resina que no se pega a los dedos
- Laminación final segura.
- Radiotransparente
- Carga de peso en 20 minutos.
- Fácil de retirar sin producir polvo.



## Eurosave

Material de relleno en fina espuma de poliuretano




## Eurosoft

Material de acolchado  
100 % fibras de poliéster



## Eurotrac

Kit completo para la tracción  
cutánea de las extremidades



## Eurocollar

Collarín cervical blando





# Eurosave

Material de relleno en espuma de poliuretano fino, elástico, suave, durable y altamente poroso.

Se utiliza comúnmente debajo de una venda adhesiva rígida como Euroathletic o Eurelasto para la remoción sin dolor. Puede ser moldeado según la anatomía del cuerpo y se adhiere bien a la piel sin deslizamiento y sin causar grosor inconstante.

Eurosave también es la solución para garantizar el confort de los atletas durante las competencias.

Puede ser utilizado como acolchado bajo los apósitos.

Eurosave es libre de látex.

artículo

medidas

514002

cm 7 x m 27



Libre de látex



Material de acolchado,  
100 % fibras de poliéster

# Eurosoft


Eurosoft es un material de acolchado 100 % fibras de poliéster de relleno. La construcción de la guata está diseñada para facilitar la eliminación del vendaje, al limitar la penetración del yeso en el material de relleno de la misma.

También es extra suave y altamente conformable para ofrecer un acabado liso. Es hidrofóbico para facilitar el secado rápido del yeso, no es inactivado por agua o por fluidos corporales y sigue desempeñando sus funciones cuando se expone a líquidos. La alta adaptabilidad asegura que el relleno es perfecto sólo con un recubrimiento, lo que permite la preparación de férulas perfectas.

**Algunas características claves de Eurosoft son:** • fuerte, pero fácil de rasgar • alto grado de auto adhesión para una aplicación fácil • excelente amortiguación para proteger áreas vulnerables • resistencia a la compresión • asegura la comodidad del paciente incluso después de mucho tiempo, gracias a la consistencia de su deformación • radiotransparente • Eurosoft puede esterilizarse en autoclave.

Eurosoft es libre de látex.

artículo	medidas
505001	cm 10 x m 3
505002	cm 15 x m 3
505003	cm 20 x m 3
505004	cm 7,5 x m 3
505005	cm 5 x m 3
505006	cm 12 x m 3



Libre de látex



## Kit completo para la tracción cutánea de las extremidades

# Eurotrac

Kit completo para la tracción cutánea de las extremidades.  
Compuesto por una tela adhesiva transversalmente elástica y permeable al vapor de agua.

Un acolchado de espuma de poliuretano para proteger el tobillo y pie.

Utiliza una placa con agujero central para el paso de los cables de tracción, hecha de material duradero, resistente a la abrasión y por una venda de fijación elástica especial.

Gracias a la elástica tela adhesiva se adhiere perfectamente a la pierna sin formar pliegues, evitando movimiento y deslizamiento.

**Uso:** destinados a la tracción de las extremidades, esqueleto, alineación y displasia congénita de cadera en niños.

Eurotrac es libre de látex.

artículo	medidas
----------	---------

747101 Adulto	cm 8 x m 1,8
---------------	--------------

747102 Niño	cm 6 x m 1,4
-------------	--------------



Libre de látex



Collarín cervical blando

# Eurocollar

Collarín cervical blando compuesto por una elástica y suave esponja de poliuretano, en combinación con una capa rígida de espuma del mismo material, generando la densidad ideal para un apoyo cómodo.

Cubierto 100% por un suave algodón tejido, hipoalergénico, fácil de quitar y puede ser reaplicado para permitir el lavado, lo que prolonga el uso del collarín. La sujeción delantera está constituida por dos tiras de velcro que permite una aplicación rápida y precisa.

**Uso:** de uso general para los síndromes cervicales de diferente naturaleza, como el soporte de la cabeza cuando un movimiento incontrolado cervical provoca dolor debido a trauma por colisión (lesión de latigazo cervical), rigidez en el cuello, por lesiones de origen reumático y deportivo.

Eurocollar es libre de látex.

artículo  medidas

503002	Pequeña
503003	Mediana
503004	Grande



Lavable



Libre de látex

