





FARMACIA • HOSPITAL • PARAFARMACIA • SALUD • ORTOPEDIA • TIENDA DE BEBÉS

















Euronet paraffin Hydromed Hydromed gel Euroderm Euroderm iodine Euroderm plus iodine Silvermed Silvermed sb

Eurosorb

Eurocell hydro

Eurocell hydro extra Euroderm foam Euroderm foam heel Euroderm foam plus Euroderm foam plus concave Euroderm foam plus sacral









- TRANSPIRABLE
- ADAPTABLE
- ALTAMENTE ABSORBENTE
- SOPORTE DE TEJIDO NO TEJIDO SUAVE Y DELICADO
- RETIRADA SIN DOLOR
- SIN LÁTEX



EUROMED

Apósito adhesivo estéril no tejido, postoperatorio tipo isla

Apósito adhesivo postoperatorio estéril no tejido con una almohadilla central absorbente que no se adhiere a la herida gracias a una capa antiadherente particular. Transpirable. Almohadilla central no adherente y absorbente.

- Adecuado para heridas postquirúrgicas y primeros auxilios.
- Para el tratamiento de lesiones, como cortes y abrasiones.
- Como apósito secundario sobre geles, ungüentos y otros apósitos primarios.


Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
891800	5x7 cm	5 piezas	
891801	6x9 cm	6 piezas	
891802	8x10 cm	6 piezas	







- CON ALOE
- PROMUEVE LA CICATRIZACIÓN
- ANTISÉPTICO
- SOPORTE DE TEJIDO NO TEJIDO SUAVE
 Y DELICADO
- RETIRADA SIN DOLOR
- SIN LÁTEX



EUROMED ALOE

Apósito adhesivo estéril no tejido postoperatorio tipo isla con almohadilla central de aloe vera

Apósito adhesivo estéril hipoalergénico y atraumático con almohadilla central de Aloe Vera. El Aloe Vera tiene una acción cicatrizante, antiséptica, reepitelizante y refrescante. Almohadilla central supertranspirable, elástica y adaptable. Absorbe sin adherirse a la herida.

- Adecuado para absorber exudados y mantener el microambiente de una herida bajo control.
- Protege heridas postoperatorias, cortes menores, abrasiones y laceraciones.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
891850	5x7 cm	6 piezas	
891852	10 x 10 cm	6 piezas	





- IMPERMEABLE
- MUY FÁCIL DE APLICAR
- PROPORCIONA UN AMBIENTE
 HÚMEDO A LA HERIDA PARA MEJORAR
 LA CICATRIZACIÓN Y DISMINUIR EL
 DOLOR
- EL PACIENTE PUEDE DUCHARSE SIN RIESGO
- TRANSPARENTE, PERMITE EL CONTROL VISUAL DE LA HERIDA

EURODERM PLUS

Apósito adhesivo estéril postoperatorio tipo isla impermeable de PU

de poliuretano y almohadilla central. La almohadilla absorbente y no adherente absorbe los exudados, minimizando el riesgo de maceración de la piel, y permite una retirada del apósito sin dolor. La transparencia de la película permite observar los exudados en la almohadilla sin necesidad de retirar el apósito. La película delgada es flexible, se adapta a todos los contornos del cuerpo y garantiza una excelente tasa de transmisión de vapor de humedad, creando un ambiente ideal para la cicatrización de heridas. Además, la película protege la herida de contaminaciones externas.

Euroderm Plus es un apósito postoperatorio tipo isla con soporte de película

- Apósito para el cuidado primario y secundario de heridas con secreción leve a moderada.
- Fijación de catéteres intravenosos.
- Cobertura antibacteriana e impermeable de heridas.
- Apósitos postoperatorios para proteger heridas limpias y cerradas.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
897600	5x7 cm	5 piezas	
897605	8 x 15 cm	5 piezas	
897607	10 x 25 cm	3 piezas	
717600	5 x 7 cm	100 piezas	
717605	15 x 8 cm	50 piezas	
717607	10 x 25 cm	50 piezas	





- TRANSPIRABLE
- HIPOALERGÉNICO
- ALTAMENTE ABSORBENTE
- EXUDACIÓN MEDIA-ALTA
- SIN LÁTEX





- TRANSPIRABLE
- HIPOALERGÉNICO
- ALTAMENTE ABSORBENTE
- EXUDACIÓN MEDIA-ALTA
- SIN LÁTEX

EURODRESSING

Apósito no adhesivo de tejido no tejido altamente absorbente

Eurodressing es un apósito de tejido no tejido altamente absorbente, estéril, 100% viscosa, hipoalergénico, con una película externa aplicada en ambos lados: capa filtrante no adherente de 100% polietileno. Particularmente utilizado en cirugía para el tratamiento de heridas, abrasiones, úlceras, así como úlceras por presión, y en cualquier caso de curas especiales. El apósito facilita la absorción de sangre y secreciones, y no requiere un cuidado particular al ser reemplazado, mientras que la gasa estándar requiere una retirada lenta y gradual ya que se adhiere a la herida.

Uso previsto:

Para ser utilizado en cirugía para el vendaje de heridas, abrasiones, úlceras, incluso por decúbito, en todos los demás casos donde sea necesaria una rápida absorción de sangre y secreciones, también favorecida por el cambio de la compresa absolutamente atraumático.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
892103	10 x 10 cm	6 piezas	
722003	10 x 10 cm	50 piezas	

EURODRESSING METAL

Apósito no adhesivo altamente absorbente con película externa rociada con aluminio puro


Eurodressing es un apósito no tejido, no adherente, estéril, muy absorbente e hipoalergénica, con una película externa rociada con aluminio puro, que garantiza una cicatrización más rápida.

Utilizado para el apósito de cualquier tipo de herida (excoriaciones, quemaduras, heridas quirúrgicas y de primera intervención), reduce el riesgo de adherencia a la herida y se retira de forma atraumática.

Uso previsto:

Adecuada para el apósito de heridas, abrasiones, úlceras, incluidas l as úlceras por decúbito, y en todos los demás casos en que se requiera una rápida absorción de la sangre y las secreciones, favorecida también por el cambio absolutamente atraumático de la pastilla.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
892113	10 x 10 cm	6 piezas	
722303	10 x 10 cm	50 piezas	





- CARACTERÍSTICAS DE LOS

 PARCHES DE POLIETILENO ROSA

 PRESENTAN UNA PERFORACIÓN

 ESTÁNDAR CUYOS AGUJEROS DE 0,3 mm

 PROMUEVEN UNA MAYOR VENTILACIÓN
- NO TÓXICO
- ALTAMENTE AIREADO
- EXTENSIBLE
- OFRECEN GARANTÍAS SEGURAS DE HIPOALERGENICIDAD, EXCLUYENDO FENÓMENOS DE SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA
- TRANSPIRABLE: PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA
- RESISTENTE AL AGUA Y AL POLVO
- COMPRESA CENTRAL CON ALTA ABSORBENCIA

EUROSTRIPS ALOE

Apósitos estériles de PE hipoalergénicos con almohadilla central de aloe vera

Apósito de polietileno con una almohadilla central absorbente de Aloe Vera. Adecuado para pieles sensibles. Cualquier herida menor necesita un apósito adecuado para ayudar al proceso de curación. La tecnología de la almohadilla de Aloe Vera promueve la curación y es capaz de realizar una excepcional acción epitelizante y antiséptica. Está indicado para primeros auxilios, medicación, bienestar, para la curación de pequeñas heridas y para dedos u otras partes del cuerpo.

- Útil para primeros auxilios, apósitos y bienestar.
- Para el apósito de pequeñas heridas en los dedos u otras zonas del cuerpo de alta movilidad.
- Zonas de extracción de muestras.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
826051	Mediano 19 mm x 72 mm	20 piezas	
826056	Mediano y grande 19 mm x 72 mm 25 mm x 72 mm	20 piezas	
826055	Surtidas	20 piezas	









- RESISTENTE AL AGUA
- TRANSPIRABLE
- ELÁSTICO
- SIN LÁTEX
- EXTENSIBLE

EUROSTRIPS

Apósitos estériles de PE hipoalergénicos

Apósitos estériles de polietileno transpirables y resistentes al agua. El soporte elástico proporciona una adaptabilidad óptima.

- Útil para primeros auxilios, apósitos y bienestar.
- Para el apósito de pequeñas heridas en los dedos u otras zonas del cuerpo de alta movilidad.
- · Zonas de extracción de muestras.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
826002	Mediano 19 mm x 72 mm	24 piezas	
826003	Mediano y grande 19 mm x 72 mm 25 mm x 72 mm	20 piezas	
826021	Surtidas	20 piezas	









- TEJIDO EXTRA FLEXIBLE
- DETIENE EL SANGRADO DE FORMA RÁPIDA, SEGURA Y EFICAZ
- LA ALMOHADILLA CENTRAL ESTÁ

 COMPUESTA POR FIBRAS

 SUPERABSORBENTES QUE AUMENTAN

 RÁPIDAMENTE SU VOLUMEN

 INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA

 ABSORCIÓN DE SANGRE Y, POR LO

 TANTO, EJERCEN UNA ACCIÓN

 COMPRESIVA SOBRE LA HERIDA CON

 UNA RÁPIDA DETENCIÓN DE LA

 HEMORRAGIA
- TRANSPIRABLE
- FUERTE ADHESIÓN
- RESISTENTE AL AGUA
- ELÁSTICO


EUROSTRIPS EMO-STOP

Apósitos hemostáticos de acción rápida

Apósitos hemostáticos de presión con una almohadilla central compuesta por fibras superabsorbentes que aumentan rápidamente su volumen inmediatamente después de la absorción de sangre y, por lo tanto, ejercen una acción compresiva sobre la herida con una rápida detención de la hemorragia. Eurostrips emo-stop es flexible, hipoalergénico, elástico y transpirable.

- Para el apósito de pequeñas heridas.
- Detiene el sangrado de pequeñas heridas.
- Detiene o contiene rápidamente el sangrado.
- Para fístulas.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
826283	31x72 mm	12 piezas	







- PIEL SENSIBLE
- HIPOALERGÉNICO
- SIN LÁTEX

EUROREEL

Cinta de algodón con óxido de zinc

Cinta quirúrgica adhesiva de algodón recubierta con una masa adhesiva de óxido de zinc en líneas micrométricamente espaciadas.

Es permeable al aire, respetuosa con la piel y altamente hipoalergénica.

Uso previsto:

- Fijación de apósitos y vendajes, sondas de alimentación.
- Líneas y tubos de uso sanitario.
- Ideal para botiquines de primeros auxilios.

BLANCO

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
703105	5 cm x 9,14 m	1 pieza	
703107	7,5 cm x 9,14 m	1 pieza	



PIEL SENSIBLE

- HIPOALERGÉNICO
- SIN LÁTEX

EUROPOR

Cinta de pape

Cinta de papel porosa no tejida, transpirable, radiotransparente, hipoalergénica. Adecuada para la fijación de dispositivos médicos.

- Es ideal para la fijación de apósitos donde se requiere pegar y despegar con frecuencia y es perfecta para usar en pacientes con piel sensible y delicada.
- Ideal para kits de primeros auxilios.
- Fijación de apósitos y vendajes, sondas de alimentación, líneas y tubos de uso sanitario.
- Ideal para kits de primeros auxilios.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
807001	1,25 cm x 5 m	1 pieza	
807002	2,5 cm x 5 m	1 pieza	
807005	5 cm x 5 m	1 pieza	



- PIEL SENSIBLE
- HIPOALERGÉNICO
- SIN LÁTEX

EUROSILK

Cinta con acabado de seda

Eurosilk es ideal para la fijación de apósitos y dispositivos médicos.

Se trata de una cinta con acabado de seda, no elástica, repelente al agua, con un adhesivo fuerte e hipoalergénico. La cinta porosa e hipoalergénica la hace ideal para usar en pacientes con piel sensible, ya que permite que la piel respire a través de ella.

Uso previsto:

- Fijación de apósitos y vendajes, sondas de alimentación.
- Líneas y tubos de uso sanitario.
- Ideal para botiquines de primeros auxilios.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
809001	1,25 cm x 5 m	1 pieza	
809002	2,5 cm x 5 m	1 pieza	
809005	5 cm x 5 m	1 pieza	



EUROTRASP

Cinta de PE transparente

Apósito poroso transparente de polietileno. Es rápido y fácil de rasgar (incluso usando guantes quirúrgicos) tanto de forma transversal como longitudinal, así como por el centro. Permeable al aire y al vapor de agua, pero impermeable a los líquidos.

- Fijación de apósitos y vendajes, sondas de alimentación.
- Líneas y tubos de uso sanitario.
- Ideal para botiquines de primeros auxilios.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
812101	1,25 cm x 5 m	1 pieza	
812102	2,5 cm x 5 m	1 pieza	
812105	5cmx5m	1 pieza	

- PIEL SENSIBLE
- HIPOALERGÉNICO
- SIN LÁTEX



- PIEL DELICADA
- TRANSPIRABLE
- ADAPTABLE
- FÁCIL DE CORTAR
- REMOCIÓN SUAVE Y NO TRAUMÁTICA
- SIN LÁTEX



EUROFIX

Rollo de cinta de fijación no tejida

Apósito de fijación de red elástica de poliéster. Es muy suave, respetuoso con la piel y altamente hipoalergénico. Permite un ajuste cómodo del apósito a la piel y a otras partes anatómicas del cuerpo particularmente irregulares, asegurando la máxima permeabilidad a la humedad. El adhesivo no se debilita por el agua ni por las secreciones.

Un papel protector precortado con cuadrados azules impresos protege el lado adhesivo. Diseñado para una fácil fijación de los apósitos primarios.

- Para asegurar todo tipo de apósitos, sondas y cánulas.
- Ideal para cubrir vendajes.
- Para asegurar apósitos en articulaciones y partes del cuerpo sujetas a movimiento frecuente.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
715001	5 cm x 10 m	1 pieza	
715002	10 cm x 10 m	1 pieza	
715003	15 cm x 10 m	1 pieza	
715004	20 cm x 10 m	1 pieza	



- TRANSPIRABLE
- ADAPTABLE
- SIN LÁTEX
- TRANSPARENTE
- FÁCIL DE RETIRAR
- IDEAL PARA TATUAJES

EURODERM ROLL

Cinta de fijación transparente de PU

Apósito adhesivo de película de poliuretano transparente, impermeable y altamente transpirable, flexible, adaptable a las partes irregulares del cuerpo, fácil de cortar a cualquier tamaño requerido. Diseñado para una fácil fijación de apósitos primarios y permite que la piel respire. Es resistente al agua. Ofrece al paciente la oportunidad de realizar actividades de higiene regulares y diarias. El soporte transparente permite un monitoreo continuo de la herida, limitando la necesidad de cambio de apósito.

- Para asegurar apósitos primarios.
- Para asegurar catéteres y cánulas.
- Para proteger la piel en los puntos de fricción de las bolsas de drenaje y bolsas de ostomía.
- Para asegurar apósitos en articulaciones y partes del cuerpo sujetas a movimiento frecuente.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
715601	5 cm x 10 m	1 pieza	
715602	10 cm x 10 m	1 pieza	
715603	15 cm x 10 m	1 pieza	
715604	20 cm x 10 m	1 pieza	







- BARRERA DE LUZ TOTAL
- HIPOALERGÉNICO
- LISTO PARA USAR
- RESPETUOSO CON LA PIEL
- SIN LÁTEX

EUROPTICAL OCCLUSIVO

Apósito ocular estéril hipoalergénico con filtro oclusivo negro

Europtical es un apósito ocular estéril, listo para usar, con una almohadilla oclusiva (bloqueadora de luz), ideal para la corrección del estrabismo y para la profilaxis y el tratamiento de la ambliopía. El material de soporte no tejido, altamente poroso, preserva las funciones fisiológicas de la piel y reduce el riesgo de maceración. Además, la alta permeabilidad tanto al aire como al vapor de agua evita la congestión de calor en la cuenca ocular. Su forma anatómica permite aplicaciones fáciles y precisas, incluso cuando se usa debajo de gafas. El adhesivo poliacrílico, hipoalergénico hace que Europtical sea particularmente apto para pieles sensibles y aplicaciones repetidas.

Uso previsto:

- Para estrabismo.
- Para profilaxis.
- Para el tratamiento de ambliopía.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
892300	5,2 x 6,4 cm	6 piezas	
892301	5,7 x 8,2 cm	7 piezas	



- TRANSPIRABLE
- LISTO PARA USAR
- RESPETUOSO CON LA PIEL
- SIN LÁTEX
- ADAPTABLE
- HIPOALERGÉNICO
- EL SOPORTE ADHESIVO DE MALLA EVITA EL RIESGO DE MACERACIÓN DE LA PIEL

EUROPTICAL NON OCCLUSIVO

Apósito ocular estéril hipoalergénico

Europtical es un apósito ocular estéril, listo para usar, con una almohadilla oclusiva (bloqueadora de luz), ideal para la corrección del estrabismo y la profilaxis y tratamiento de la ambliopía. El material de soporte no tejido, altamente poroso, preserva las funciones fisiológicas de la piel y reduce el riesgo de maceración. Además, su alta permeabilidad al aire y al vapor de agua evita la congestión de calor en la cuenca ocular. Su forma anatómica permite aplicaciones fáciles y precisas, incluso cuando se usa debajo de gafas.

El adhesivo poliacrílico e hipoalergénico hace que Europtical sea particularmente adecuado para pieles sensibles y aplicaciones repetidas.

- Apósito postoperatorio suave para la piel.
- Para el apósito del ojo y la zona periocular.
- Para el tratamiento del ojo vago en niños.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
892351	5,2 x 6,4 cm	6 piezas	
892352	5,7 x 8,2 cm	6 piezas	





- PARA EL CIERRE DE LESIONES CUTÁNEAS
- EXCELENTES RESULTADOS ESTÉTICOS
- SOPORTA EL CIERRE MIENTRAS LA HERIDA CICATRIZA
- SIN LÁTEX
- DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO



EUROSUTURE

Tiras de sutura hipoalergénicas

Las tiras de sutura estériles proporcionan la máxima adhesión dinámica y una seguridad superior de la herida. Están hechas de poliamida no tejida macroporosa con un adhesivo sensible a la presión. Los materiales patentados permiten que Eurosuture tenga un equilibrio perfecto entre elasticidad y adherencia, imitando fielmente el módulo elástico de la piel humana. Las Eurosuture son fáciles de aplicar. Sus exclusivos extremos redondeados resisten el enrollamiento y el levantamiento prematuro.

Uso previsto:

- Para usar en áreas con contornos pronunciados o zonas del cuerpo con movimientos musculoesqueléticos como las articulaciones.
- Proporcionar soporte a la herida después de la retirada temprana de suturas o grapas.
- Útil para el soporte de la herida postoperatorio y después de la retirada de suturas.

Beneficios:

- El respaldo elástico, poroso y transpirable se puede usar en áreas del cuerpo con contornos o donde se producen flexiones y movimientos.
- Color atenuado para una apariencia estéticamente agradable.
- Elimina las marcas de punción para un mejor resultado cosmético que las suturas o grapas. Rápido y fácil de aplicar para ahorrar tiempo.
- Adhesivo hipoalergénico.
- Disponible en una variedad de tamaños para satisfacer tus necesidades.
- Los bordes redondeados ayudan a prevenir el enrollamiento y el levantamiento prematuro.
- Disponible en bolsas selladas, esterilizadas con óxido de etileno (E.O.).

BEIGE

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
817461	3 x 75 mm	10 piezas	
817462	6 x 38 mm	12 piezas	
817463	6 x 75 mm	12 piezas	

BLANCO

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
817410	3 x 75 mm	10 piezas	
817420	6 x 38 mm	12 piezas	
817430	6 x 75 mm	6 piezas	







- ALIVIA EL DOLOR
- MEJORA LA FUNCIÓN MUSCULAR Y ARTICULAR
- PROMUEVE LA CIRCULACIÓN LINFÁTICA
- AYUDA EN LA REHABILITACIÓN
- TRATA PEQUEÑOS EDEMAS Y HEMATOMAS SUBCUTÁNEOS
- IDEAL PARA TODOS LOS DEPORTES







EUROATHLETIC KLS

Cinta de kinesiología

Cinta adhesiva elástica para el tratamiento y prevención natural de traumatismos, así como inflamaciones articulares y musculares. El vendaje neuromuscular o Kinesiology Taping es utilizado por médicos deportivos y fisioterapeutas para tratar dolores musculares y articulares y trastornos similares. Los músculos se estiran y contraen continuamente dentro de ciertos límites. Sin embargo, cuando estos límites se superan, los músculos bajo estrés se inflaman. Cuando un músculo está inflamado, hinchado o rígido por fatiga, el espacio entre la piel y el músculo se "comprime" y el resultado es una restricción en el movimiento del líquido linfático. Esta compresión también afecta la presión sobre los receptores del dolor situados debajo de la piel, lo que provoca dolor. Este tipo de dolor se denomina "mialgia" o simplemente "dolor muscular". Cuando se aplica correctamente, Euroathletic KLS para vendaje neuromuscular alivia el dolor y facilita el drenaje linfático a través de una acción sobre la piel que aumenta el espacio intersticial, reduciendo la presión sobre el flujo linfático y los receptores del dolor, debido a la formación de particulares circunvoluciones en la piel.

Uso previsto:

- Adecuado para vendaje neuromuscular para la fijación de apósitos en las articulaciones, en casos de dolor muscular y desgarros, para fijaciones ligeras o en la necesidad de compresión. Puede ser útil en la prevención de lesiones y traumatismos.
- Puede usarse en la piscina, ya que es resistente al agua.

AZUL

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
520325	5 cm x 5 m	1 pieza	

ROSA

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
520355	5 cm x 5 m	1 pieza	

NEGRO

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
520335	5 cm x 5 m	1 pieza	

BEIGE

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
520305	5 cm x 5 m	1 pieza	



- REPELENTE AL AGUA
- FUERTE ADHESIÓN PARA UNA MAYOR DURACIÓN DEL APÓSITO EN CONDICIONES DE ALTA TENSIÓN
- FÁCIL DE APLICAR
- FÁCIL DE RASGAR, NO SE NECESITAN TIJERAS
- RASGABLE A MANO EN AMBAS DIRECCIONES
- SIN LÁTEX

EUROATHLETIC SPORT TAPE

Cinta de strapping rígida de óxido de zinc

Vendaje adhesivo inelástico 100% viscosa, blanco, dermatofílico, repelente al agua, hipoalergénico, que garantiza una excelente ventilación cutánea y tolerabilidad con una masa adhesiva no alergénica con un alto contenido de óxido de zinc.

Euroathletic Sport Tape tiene un recubrimiento rayado que le confiere mayor transpirabilidad. Resistente a la tracción, no crea reacciones alérgicas, es recortable con las manos y está enrollado en rollos con un núcleo de cartón fácilmente desenrollable.

Uso previsto:

- Vendaje funcional para reducir el movimiento de músculos, ligamentos y articulaciones.
- Lesiones de ligamentos y articulaciones.
- Vendajes de soporte para esguinces, torceduras o traumatismos articulares.
- Para inmovilización ortopédica y fijación de férulas de yeso.
- Vendaje para medicina deportiva.




BLANCO

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
856023	3,8 cm x 10 m	1 pieza	
856035	5 cm x 14 m	1 pieza	



- ENVASADO INDIVIDUALMENTE EN BOLSAS DE ALUMINIO ABRIBLES POR PELADO
- ESTERILIZADO POR IRRADIACIÓN GAMMA
- IMPREGNADO CON POMADA DE PARAFINA QUE FORMA UNA CAPA SEPARADA ENTRE LA HERIDA Y LA GASA, EVITANDO LA ADHERENCIA A LA HERIDA Y PROPORCIONANDO UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN
- PROTEGE EL TEJIDO RECIÉN
 FORMADO Y MINIMIZA EL DOLOR
 DEL PACIENTE DURANTE EL CAMBIO
 DE APÓSITO
- LA GASA DE TEJIDO LENO PERMITE EL PASO DE LOS EXUDADOS PARA SER ABSORBIDOS POR EL APÓSITO SECUNDARIO, POR LO QUE LOS EXUDADOS NO SE SECAN EN EL LECHO DE LA HERIDA
- SE PUEDE CORTAR EN DIFERENTES TAMAÑOS







EURONET PARAFFIN

Gasa de algodón parafinada

Euronet Parafina es una gasa de hilo 100% algodón absorbente, impregnada con pomada de parafina blanca suave. La gasa la convierte en un apósito no adherente y no alergénico. Euronet Parafina se utiliza como capa primaria de contacto con la herida en el tratamiento de quemaduras, úlceras, injertos de piel y una variedad de lesiones traumáticas. El material también se utiliza como medio de transferencia para la piel durante el injerto. Euronet Parafina no contiene látex.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
560110	10 x 10 cm	10 piezas	
560020	7,5 x 20 cm	10 piezas	
560120	10 x 20 cm	10 piezas	
560140	10 x 40 cm	5 piezas	



- FUERTE Y DURADERA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
- TECNOLOGÍA DE HIDROGEL
- ALTA COHESIÓN DEL GEL
- MENOS RESIDUOS DE APÓSITO EN EL LECHO DE LA HERIDA
- BAJO RIESGO DE DESINTEGRACIÓN Y
 FUGA DEL APÓSITO
- SIN LÁTEX
- REDUCE OLORES





HYDROMED Apósito de hidrogel

Hydromed es un apósito de hidrogel no adhesivo con un alto contenido de agua. Es un hidrogel transparente y claro formado sobre un soporte de malla abierta de polietileno azul.

Contiene aproximadamente un 70% de agua, y el 30% restante consiste en un polímero acrílico hinchado a base de un derivado de poliacrilamida con fenoxietanol como conservante.

Cuando se utiliza en la herida, proporciona enfriamiento y alivio, así como absorción y retención de exudados. Permite que la herida se desbride y evita cicatrices. El apósito es permeable al vapor de agua, gases y pequeñas moléculas de proteínas, pero impermeable a las bacterias.

La retirada de Hydromed es indolora, ya que el gel no se seca y, por lo tanto, no se adhiere al tejido subyacente.

Hydromed hidrata la superficie de la herida y promueve la autólisis de los tejidos necróticos y fibrinosos, favoreciendo la granulación en tejidos nuevos.

- Para el tratamiento de heridas crónicas y de cicatrización lenta en fase de granulación y epitelización.
- Debido a su estructura tridimensional y alto contenido de agua, Hydromed es adecuado para su uso en desbridamiento y para quemaduras de segundo grado.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
892013	10 x 10 cm	5 piezas	
892023	10 x 10 cm	5 piezas	

- FÁCIL DE APLICAR / REMOVER
- REHIDRATA EL TEJIDO NECRÓTICO
- ABSORBE EL EXCESO DE EXUDADO DE LA HERIDA
- BIOCOMPATIBLE
- TRANSPARENTE E HIDRATANTE





HYDROMED GEL

Gel amorfo con alto contenido de agua

Gel amorfo estéril y transparente con alto contenido de agua, **adecuado para la remoción de tejido necrótico**. El gel crea un ambiente húmedo en la herida, previniendo la formación de escaras y fomentando la cicatrización.

Al mantener húmedo el frágil tejido de granulación, el gel ayuda a crear un ambiente de cicatrización húmedo en la herida, permitiendo la migración de las células epiteliales.

- Hydromed Gel está destinado principalmente al tratamiento de heridas necróticas y con esfacelos, por ejemplo, úlceras en las piernas, úlceras por presión y úlceras de pie diabético no infectadas.
- Hydromed Gel también puede usarse en quemaduras de 1er y 2do grado.
- El gel puede usarse durante todo el proceso de cicatrización para proporcionar un ambiente de cicatrización húmedo en todo tipo de heridas.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
501705	Tubo de 15 gr	1 pieza	

- PROPORCIONA ACCIÓN
- ANTIBACTERIANA
- PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA
- SUAVE Y ADHESIVO
- HIPOALERGÉNICO
- CAMBIOS SIN TRAUMA
- LISTO PARA USAR Y NO REQUIERE ACTIVACIÓN
- ESTIMULA LA FORMACIÓN DEL TEJIDO DE GRANULACIÓN Y LA SUBSECUENTE EPITELIZACIÓN
- REDUCE LA PRESENCIA DE TEJIDOS DEVITALIZADOS
- PROTEGE LA HERIDA DE LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA EXÓGENA
- SIN LÁTEX





SILVERMED

Apósito de plata con borde adhesivo

Silvermed es un apósito estéril tipo isla con una almohadilla central de plata altamente absorbente y no adherente. Gracias a su red micronizada de plata metálica, preserva el microambiente de la herida, estimula el desarrollo del tejido de granulación y actúa como antibacteriano para heridas, úlceras, úlceras por presión, quemaduras, abrasiones menores y zonas donantes.

Silvermed es hipoalergénico, permeable al aire y permite la transpiración de la piel con una remoción indolora. La alta adaptabilidad del material de soporte elástico permite el máximo grado de ajuste del apósito a la piel y a las partes anatómicas irregulares del cuerpo. El apósito no libera ningún residuo de plata (Ag) en la herida.

- Quemaduras de segundo grado.
- Heridas y úlceras infectadas, úlceras por presión y úlceras con granulación.
- Erosiones superficiales debido a infecciones secundarias.
- Zonas donantes de injertos de piel y dermoabrasiones en general.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
892063	10 x 10 cm	5 piezas	
892066	10 x 20 cm	3 piezas	

- PROPORCIONA ACCIÓN ANTIBACTERIANA
- PERMEABLE AL AIRE Y AL VAPOR DE AGUA
- SUAVE Y ADHESIVO
- HIPOALERGÉNICO
- CAMBIOS SIN TRAUMA
- LISTO PARA USAR Y NO REQUIERE ACTIVACIÓN
- ESTIMULA LA FORMACIÓN DEL TEJIDO DE GRANULACIÓN Y LA SUBSECUENTE EPITELIZACIÓN
- REDUCE LA PRESENCIA DE TEJIDOS DEVITALIZADOS
- PROTEGE LA HERIDA DE LA CONTAMINACIÓN BACTERIANA EXÓGENA
- SIN LÁTEX





SILVERMED SB Apósito de plata sin borde adhesivo

Silvermed S.B. es una almohadilla **estéril de plata, altamente absorbente y no adherente**. Gracias a su red micronizada de plata metálica, preserva el microambiente de la herida, estimula el desarrollo del tejido de granulación y actúa como antibacteriano para heridas, úlceras, úlceras por presión, quemaduras, abrasiones menores y zonas donantes.

Silvermed S.B. es hipoalergénico, permeable al aire y permite la transpiración de la piel con una remoción indolora.

El apósito no libera ningún residuo de Ag en la herida.

El dispositivo Silvermed está libre de látex.

- Quemaduras de segundo grado.
- Heridas y úlceras infectadas, úlceras por presión y úlceras con granulación.
- Erosiones superficiales debido a infecciones secundarias.
- Zonas donantes de injertos de piel y dermoabrasiones en general.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
892073	10 x 10 cm	5 piezas	
892076	10 x 20 cm	3 piezas	

- ALGINATO INTEGRAL QUE ABSORBE EL EXUDADO Y LO RETIENE ENTRE SUS FIBRAS
- ABSORCIÓN VERTICAL
- PERMANECE INTACTO DURANTE LA RETIRADA
- SE TRANSFORMA EN UN GEL QUE NO SE ADHIERE A LA HERIDA Y PREVIENE LA MIGRACIÓN LATERAL DEL EXUDADO
- ALTAMENTE ABSORBENTE
- ADAPTABLE
- LIBERA IONES DE CALCIO EN LA HERIDA
- FÁCIL RETIRADA EN UNA SOLA PIEZA
- EXUDACIÓN MODERADA / ALTA
- SIN LÁTEX







EUROSORB Apósito de alginato de calcio

Apósito estéril, suave y altamente absorbente, fabricado con fibras de alginato de calcio 100%. Eurosorb puede absorber exudados hasta 15 veces su peso y puede permanecer in situ hasta 7 días, dependiendo de la condición del paciente y la cantidad de exudado. Eurosorb es un alginato integral que absorbe los exudados entre y dentro de sus fibras. La ventaja es que se puede retirar en una sola pieza y la estructura de Eurosorb reduce al mínimo el riesgo de liberación de fibras de alginato en la herida, no causa trauma al tejido recién formado, no se adhiere al lecho de la herida y la liberación de exudados previene la maceración de la piel. Eurosorb está indicado para el tratamiento de úlceras en las piernas, sitios donantes de piel y úlceras por presión.

- Úlceras por presión.
- Úlceras en las piernas.
- Heridas cavitadas.
- Sitios donantes de piel.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
501505	5 x 5 cm	10 piezas	
501510	10 x 10 cm	10 piezas	

- ABSORCIÓN VERTICAL
- APÓSITO HIDROACTIVO
- FORMA UN GEL CRISTALINO QUE
 AYUDA A MANTENER UN AMBIENTE
 HÚMEDO PARA FACILITAR EL PROCESO
 DE CICATRIZACIÓN DE LA HERIDA
- CONTRIBUYE A LA ELIMINACIÓN DEL TEJIDO NECRÓTICO DE LA HERIDA
- REMOCIÓN SIN TRAUMA
- EXUDACIÓN MODERADA / ALTA
- PERMANECE INTACTO DURANTE LA REMOCIÓN
- PREVIENE LA MIGRACIÓN LATERAL
 DEL EXUDADO MEDIANTE ABSORCIÓN
 VERTICAL







EUROCELL HYDRO

Apósito de Carboximetilcelulosa (CMC)

Apósito de alto poder absorbente, adaptable y húmedo para heridas, que incorpora la tecnología de súper gelificación de la **Carboximetilcelulosa (CMC)**. Al entrar en contacto con los exudados de la herida, la CMC forma un gel cristalino claro que ayuda a mantener un ambiente húmedo para favorecer el proceso de cicatrización y facilitar la eliminación del tejido no viable de la herida, sin dañar el tejido recién formado. El apósito está indicado para el manejo de heridas crónicas de espesor parcial y total con exudado moderado a abundante, y para heridas agudas, controlando sangrados menores en heridas superficiales.

Uso previsto:

- Úlceras en las piernas, úlceras por presión (etapa II-IV) y úlceras diabéticas.
- Heridas cavitadas.
- Heridas quirúrgicas.
- Quemaduras superficiales y de espesor parcial.
- Heridas traumáticas.
- Absorción de exudados en heridas oncológicas (ej. tumores cutáneos fungoides, metástasis cutáneas y sarcomas de Kaposi).

Eurocell Hydro® Apósito de CMC puede dejarse colocado hasta 7 días cuando esté clínicamente indicado (excepto en quemaduras donde puede dejarse hasta 14 días).

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
895005	5 x 5 cm	10 piezas	
895010	10 x 10 cm	10 piezas	

- NUEVA TECNOLOGÍA DE ESPUMA TDI
- ALTA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
- ABSORCIÓN VERTICAL
- SUAVE Y CÓMODO PARA EL PACIENTE,
 SE ADAPTA A DIFERENTES ÁREAS DEL
 CUERPO
- HIPOALERGÉNICO
- REMOCIÓN SIN TRAUMA
- EXUDACIÓN MODERADA / ALTA
- AMPLIA GAMA DE TAMAÑOS QUE SE PUEDEN CORTAR PARA ADAPTARSE A LOS DIVERSOS CONTORNOS DEL CUERPO
- ADECUADO PARA USAR BAJO APÓSITOS DE COMPRESIÓN
- SIN LÁTEX







EURODERM FOAM

Apósito de espuma no adhesivo

Euroderm Foam es un apósito de espuma de poliuretano hidrocelular multicapa con una zona hidroactiva completa que consiste en una membrana de poliuretano blanda altamente absorbente y una película de poliuretano transpirable que es permeable al vapor de agua, pero impermeable a líquidos y bacterias. Esto permite que el exceso de vapor de agua se evapore, protegiendo al mismo tiempo la zona de la herida de contaminaciones externas. La estructura exclusiva de celda abierta garantiza una absorción controlada de los exudados que quedan atrapados en la espuma de PU incluso bajo presión, minimizando el riesgo de maceración de la piel. El grosor de la espuma asegura un efecto amortiguador. Euroderm Foam reduce la presión sobre la zona de la herida, disminuyendo así la fricción y el estrés por cizallamiento y proporcionando una excelente comodidad y protección al paciente. Euroderm Foam puede aplicarse mediante un apósito de fijación secundario. Para el tratamiento de heridas necróticas o fibrinosas, es aconsejable usarlo en combinación con Hydromed Gel. Euroderm Foam puede usarse para úlceras por presión de etapa II-IV, heridas quirúrgicas, úlceras vasculares, quemaduras de 1er y 2do grado, heridas en piel frágil, zonas donantes. Euroderm Foam no contiene látex.

- Úlceras por presión de etapa 1 a etapa 4.
- Heridas postoperatorias, lesiones vasculares.
- Quemaduras de primer y segundo grado, lesiones con piel perilesional frágil y delicada, sitios donantes de injertos de piel.
- Puede usarse en terapias de compresión.
- Lesiones superficiales, granulantes.
- Heridas exudativas crónicas y agudas.
- Heridas de espesor total o parcial, como: úlceras por presión, úlceras de miembros inferiores, úlceras de pie diabético.
- Lesiones tumorales.
- Heridas quirúrgicas.


Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
893010	10 x 10 cm	10 piezas	

- ADAPTABLE
- ALTAMENTE ABSORBENTE
- HIPOALERGÉNICO
- EXUDACIÓN MODERADA / ALTA
- REMOCIÓN SIN TRAUMA
- SIN LÁTEX



EURODERM FOAM PLUS

Apósito de espuma adhesivo



La alta absorción del apósito de espuma proporciona un manejo superior de fluidos durante un período de tiempo más prolongado. Esto minimiza la incomodidad para el paciente y resulta más rentable. El grosor de la espuma asegura un efecto amortiguador. Euroderm Foam Plus reduce la presión sobre el área de la herida, disminuyendo así la fricción y las fuerzas de cizallamiento y brindando excelente comodidad y protección al paciente. Euroderm Foam Plus no contiene látex.

- Úlceras por presión desde la etapa 1 hasta la etapa 4.
- Heridas quirúrgicas, lesiones vasculares.
- Quemaduras de primer y segundo grado, sitios donantes de injertos de piel.
- Heridas crónicas y agudas con exudado.
- Heridas de espesor total o parcial, como: úlceras por presión, úlceras de miembros inferiores, úlceras de pie diabético.
- Lesiones tumorales.
- Heridas quirúrgicas.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
893110	10 x 10 cm	10 piezas	



- ALTAMENTE ABSORBENTE
- HIPOALERGÉNICO
- LISTO PARA USAR
- NO REQUIERE DISPOSITIVOS DE FIJACIÓN
- REMOCIÓN SIN TRAUMA
- EXUDACIÓN MODERADA / ALTA
- SIN LÁTEX



EURODERM FOAM HEEL

Apósito de espuma para el manejo de heridas en el talón

Espuma de poliuretano hidrocelular multicapa con forma, para el manejo de heridas **en el talón o en cualquier área anatómica similar**. Euroderm Foam Heel no es adhesivo. Esto permite una remoción del apósito atraumática y sin dolor, causando una mínima molestia al paciente, incluso en tejidos frágiles. La alta absorción del apósito de espuma proporciona un manejo superior de fluidos durante un período de tiempo más prolongado. Euroderm Foam Heel está indicado para úlceras de pie diabético, úlceras por presión de etapa I a IV, prevención de úlceras por presión en pacientes con capacidad de movimiento parcial.



- Úlceras de pie diabético, úlceras por presión de etapa 1 a etapa 4, prevención de úlceras por presión en pacientes con movilidad limitada, manejo de heridas en el talón y el codo.
- Heridas traumáticas (ej. abrasiones y laceraciones).
- Absorción de exudado en úlceras oncológicas (ej. tumores cutáneos vegetativos, metástasis cutáneas y sarcoma de Kaposi).

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
893060	12 x 13 cm	3 piezas	





- ALTAMENTE ABSORBENTE
- TRANSPIRABLE
- SUAVE Y CÓMODO
- ADHERENCIA SEGURA A LOS BORDES PERILESIONALES
- LA FORMA ANATÓMICA ESPECIAL
 PERMITE QUE EL APÓSITO SE ADAPTE A
 LA ZONA SACRA
- REMOCIÓN SIN TRAUMA
- NO REQUIERE FIJACIÓN SECUNDARIA DEBIDO A LOS BORDES ADHESIVOS
- SIN LÁTEX



EURODERM FOAM PLUS SACRAL

Apósito de espuma adhesivo para la zona sacra

Euroderm Foam Plus Sacral es un apósito de espuma de poliuretano hidrocelular multicapa con forma, con borde adhesivo y la ventaja de un diseño anatómico ideal para la zona sacra. Consiste en una capa superior de poliuretano adhesivo semipermeable hipoalergénico y una almohadilla de espuma blanda altamente absorbente. La capa superior de poliuretano adhesivo actúa como barrera contra las contaminaciones externas y los fluidos, lo que hace que Euroderm Foam Plus Sacral sea muy adecuado para heridas de la zona sacra donde se recomienda una cubierta impermeable. El diseño anatómico previene las remociones accidentales del apósito causadas por las fuerzas de fricción y proporciona un manejo superior de fluidos durante un período de tiempo más prolongado. Esto minimiza la incomodidad para el paciente y resulta más rentable. El grosor de la espuma asegura un efecto amortiguador. Euroderm Foam Plus Sacral reduce la presión sobre el área de la herida, reduciendo así la fricción y el estrés por cizallamiento y brindando excelente comodidad y protección al paciente.



- Úlceras por presión en la zona sacra, úlceras por presión de etapa 1 a etapa 4.
- Heridas quirúrgicas.
- Quemaduras de primer y segundo grado.
- Sitios donantes de injertos de piel.
- La forma anatómica especial permite un ajuste perfecto en la zona sacra.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
893150	22 x 22 cm	3 piezas	




- ALTAMENTE ABSORBENTE
- TRANSPIRABLE
- SUAVE Y CÓMODO
- ADHERENCIA SEGURA A LOS BORDES PERILESIONALES
- REMOCIÓN SIN TRAUMA
- NO REQUIERE FIJACIÓN SECUNDARIA DEBIDO A LOS BORDES ADHESIVOS
- SIN LÁTEX



EURODERM FOAM PLUS CONCAVE

Apósito de espuma adhesivo



Euroderm Foam Plus Concave es un apósito de espuma de poliuretano hidrocelular multicapa con forma, con borde adhesivo y la ventaja de un diseño anatómico ideal para el manejo de heridas en el talón o en cualquier área anatómica similar. Consiste en una capa superior de poliuretano adhesivo semipermeable hipoalergénico y una almohadilla de espuma blanda altamente absorbente.

El diseño anatómico previene las remociones accidentales del apósito causadas por las fuerzas de fricción y proporciona un manejo superior de fluidos durante un período de tiempo más prolongado. Esto minimiza la incomodidad para el paciente y resulta más rentable. El grosor de la espuma asegura un efecto amortiguador.

Euroderm Foam Plus Concave reduce la presión sobre el área de la herida, reduciendo así la fricción y el estrés por cizallamiento y brindando excelente comodidad y protección al paciente. Euroderm Foam Plus Concave no contiene látex.

- Úlceras de pie diabético, úlceras por presión de etapa 1 a etapa 4.
- Prevención de úlceras por presión en pacientes con movilidad limitada.
- Heridas quirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado.
- Sitios donantes de injertos de piel.
- Ideal para áreas del cuerpo con contornos difíciles.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
893140	18 x 16,5 cm	3 piezas	





- SUAVE
- ADAPTABLE
- SIN LÁTEX

EUROSOFT

Material acolchado 100% fibras de algodón

Eurosoft es una guata de material acolchado 100 % fibras de algodón. La construcción de la guata está diseñada para facilitar la eliminación del vendaje, al limitar la penetración del yeso en el material de relleno de la misma. También es extra suave y altamente conformable para ofrecer un acabado liso. Es hidrofóbico para facilitar el secado rápido del yeso, no es inactivado por agua o por fluidos corporales y sigue desempeñando sus funciones cuando se expone a líquidos. La alta adaptabilidad asegura que el relleno es perfecto sólo con un recubrimiento, lo que permite la preparación de férulas perfectas. Eurosoft es libre de látex

Uso previsto:

• Se utiliza para rellenar vendajes o bajo yeso.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
505001	10 cm x 3 m	1 pieza	
505002	15 cm x 3 m	1 pieza	
505003	20 cm x 3 m	1 pieza	







- IMPERMEABLE
- FLEXIBLE Y ELÁSTICO
- REMOCIÓN SIN TRAUMA
- SIN LÁTEX

EURODERM INCISE IODINE

Campo de incisión estéril, transparente, adhesivo, antimicrobiano, con moléculas de yodo.

El campo quirúrgico Euroderm Incise Iodine es una película de poliuretano adhesiva, transparente, antiestática y no reflectante que hace que el área de la incisión sea claramente visible.

Gracias a su contenido en yodo y povidona, garantiza una eficaz acción antibacterial continua de amplio espectro, mediante la liberación de moléculas de yodo por más de 7 horas de aplicación. El campo es a prueba de líquidos y bacterias (también en condiciones secas), pero es permeable a gases y vapor de agua, protegiendo el área de incisión de contaminación y le permite a la piel transpirar, de esta manera, previene la acumulación de humedad bajo el campo. Un aspecto crítico de toda intervención quirúrgica es la prevención de infecciones; Euroderm incise iodine reduce la entrada de microorganismos y previene la migración lateral hacia la herida.

Uso previsto:

• Evita la migración lateral de bacterias en la herida durante una cirugía.

Número de artículo	Tamaño	Piezas/caja	Código de barras
717940	40 x 34 cm	10 piezas	
717960	60 x 52 cm	10 piezas	